

Перелік глюкометрів для конкретної країни

Країна: Україна (Ukraine)

Важлива інформація

Цей перелік не є виключним, він чинний станом на 20 грудня, 2017 р. Відсутність конкретного глюкометра або тестових смужок з цього переліку НЕ означає сумісність або несумісність з розчином для ПД EXTRANEAL (ікодекстрин). Так само, інші технології вимірювання глюкози, не вказані в наведеному нижче переліку (такі як системи постійного моніторингу рівня глюкози) можуть бути як сумісними, так і несумісними з препаратом EXTRANEAL. **Завжди звертайтеся до виробника пристрою за актуальною інформацією.** Якщо виробник не може надати інформацію щодо сумісності пристрою з ікодекстрином або мальтозою, компанія «Бакстер» НЕ рекомендує пацієнтам, у яких застосовується препарат EXTRANEAL, використовувати такий продукт. Компанія «Бакстер» залишає за собою право змінювати цей перелік без повідомлення, і не стверджує, що цей перелік містить усі потенційно несумісні продукти.

Виробники глюкометрів, що вказані у переліку, надали компанії «Бакстер» документальне підтвердження виконання перевірки (згідно з ISO 15197) приладів у присутності мальтози та ікодекстрину згідно з лімітами, рекомендованими компанією «Бакстер»: 278 мг/дл (мальтоза) і 1 094 мг/дл (ікодекстрин). Виробники надали документальне підтвердження того, що в «зелених» глюкометрах, перерахованих нижче, не спостерігалось перешкод при визначенні показників рівня глюкози в крові за таких умов, за винятком «зелених» глюкометрів, позначених окремо⁴, для яких документальне підтвердження проведення перевірки згідно з лімітами, рекомендованими компанією «Бакстер», ще не одержані. Зверніть увагу, що в наведеному нижче переліку сумісності вказані лише фірмові глюкометри, які використовуються лише з тест-смужками відповідних торговельних марок. Якщо фірмовий глюкометр використовується з тест-смужками іншого виробника, **завжди запитуйте актуальну інформацію у виробника тест-смужок.**

Цей перелік складено за даними пошуку в таких джерелах інформації: інтернет, література, внутрішні дослідження компанії «Бакстер», інформація від державних установ, буклети про тест-смужки, попередження про заходи безпеки та інформація, надана безпосередньо виробниками продуктів. Компанія «Бакстер» намагається надавати точну та актуальну інформацію, проте вона не є виробником цих глюкометрів і тест-смужок, тому не гарантує точність початкової або наступної інформації. Будь ласка, зверніться до виробника(ів) глюкометра і тест-смужок, щоб отримати останню інформацію про сумісність, перед застосуванням у поєднанні з розчином для перитонеального діалізу (ПД) EXTRANEAL (ікодекстрин).

1. Розчин для ПД EXTRANEAL (ікодекстрин) містить ікодекстрин. Мальтоза, метаболіт ікодекстрину, може перешкоджати визначенню рівня глюкози певними глюкометрами та тест-смужками. Ці перешкоди можуть призвести до визначення хибних підвищених показників глюкози при користуванні такими глюкометрами або тест-смужками.
2. Ці перешкоди можуть приховувати справжню гіпоглікемію або призвести до помилкового діагностування гіпоглікемії. Отже, нормальні або дещо вищі за норму показники рівня глюкози, визначені у пацієнтів, у яких застосовується розчин для ПД EXTRANEAL (ікодекстрин), за допомогою цих глюкометрів або тест-смужок, можуть маскувати справжній низький рівень глюкози в крові. Внаслідок цього може статися, що пацієнт або медичний працівник не вживатимуть належних заходів для нормалізації рівня глюкози в крові. З іншого боку, хибно підвищені показники рівня глюкози крові можуть бути причиною отримання пацієнтом більшої дози інсуліну, ніж потрібно. Обидві ці ситуації можуть призвести до загрозливих для життя небажаних подій, зокрема, до непритомності, коми, неврологічних порушень, або смерті.
3. Співробітник відділу гемодіалізу або пацієнт повинен звернутися до виробника глюкометра або тест-смужок, щоб дізнатися, чи перешкоджає ікодекстрин або глюкоза визначенню рівня глюкози глюкометром або тест-смужками, якими користується пацієнт. А також необхідно ознайомитись з інформацією про продукт, що додається до глюкометра або тест-смужок.
4. Наступний перелік є лише довідковою інформацією. Цей перелік не означає рекомендацію користуватися саме цими глюкометрами або тест-смужками.
5. Виявлена інформація про сумісність наведена в таблиці нижче. **У пацієнтів, у яких застосовується розчин для ПД EXTRANEAL (ікодекстрин), повинні використовуватись ЛИШЕ глюкозоспецифічні глюкометри і тест-смужки.** Зверніться до виробника, щоб з'ясувати чи є глюкозоспецифічними тест-смужки і глюкометр. У переліку наведена контактна інформація про виробників найпоширеніших, провідних торговельних марок.

ГЛЮКОМЕТРИ

Оновлено 20 грудня 2017 року

Бренд глюкометра	Сумісність з розчином для ПД Extraneal (ікодекстрин) (глюкозоспецифічність)	Тип тесту*	Виробник
Boots	Так	GDH-NAD	Abbott Diabetes Care («Ебогг Діабетес Кейр») www.abbottdiabetescare.com Телефон: +380-44-4992989 Адреса: VD Mais, Медичний відділ, вул. Донця, 6, м. Київ, 03061, Україна
FreeStyle Flash	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Freedom	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Freedom Lite	Так	GDH-FAD	
FreeStyle InsuLinx	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Mini	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Optium	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Optium H	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon InsuLinx	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Lite	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Mini	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Vision	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Precision	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Precision H	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Neo	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Так	GDH-NAD	
Omron HEA-214	Так	GDH-NAD	
Optium	Так	GDH-NAD	
Optium Easy	Так	GDH-NAD	
OptiumEZ	Так	GDH-NAD	
Optium Xceed	Так	GDH-NAD	
Optium Xido	Так	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Так	GDH-NAD	
Precision Xceed	Так	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Так	GDH-NAD	
Precision Xtra	Так	GDH-NAD	
Precision Xtra OK ¹	Так ¹	GDH-NAD, GO ¹	
ReliOn Ultima	Так	GDH-NAD	
TrueSense	Так	GDH-NAD	
Assure Platinum	Так	GO	Arkray, Inc. («Аркрей Інк.») www.arkray.co.jp Телефон: +81-75-681-9003 Офіційне представництво в Україні і країнах СНД відсутнє, уточнюйте інформацію у продавців.
Assure Prism ⁴	Так ⁴	GO ⁴	
GLUCOCARD 01	Так	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Так	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Так	GO	
GLUCOCARD Expression	Так	GO	
GLUCOCARD G Black	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD MX	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD MyDIA	Так	GO	
GLUCOCARD Shine ⁴	Так ⁴	GO ⁴	
GLUCOCARD S	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Так	GDH-FAD	

Бренд глюкометра	Сумісність з розчином для ПД Extraneal (ікодекстрин) (глюкозоспецифічність)	Тип тесту*	Виробник
GLUCOCARD Vital GLUCOCARD X-meter² GLUCOCARD X-mini² GLUCOCARD X-mini plus² GLUCOCARD Σ GLUCOCARD Σ-mini ReliOn Confirm ReliOn micro ReliOn Prime	Так Так² Так² Так² Так Так Так Так Так	GO GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GO GO GO GO GO	
Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next USB Contour Plus Contour Plus Link 2.4 Contour TS Contour USB Contour XT Contour Next One Blood Contour Plus One Blood	Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так	GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care («Аспенія Діабетес Кейр» , колишня назва Bayer Healthcare, «Байер Хелскейр») www.ascensia.com ТОВ "БАЙСР" 04071, Україна, Київ, вул. Верхній Вал 4-б Телефон: +38(044) 220-33-00 Факс: +38(044) 220-33-01
OneTouch InDuo OneTouch Select OneTouch Select Mini OneTouch Select Simple OneTouch Ultra^A OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraLink OneTouch UltraMini OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch UltraSmart OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ OneTouch VerioPro OneTouch VerioPro+ OneTouch VerioSync OneTouch VerioVue OneTouch Vita	Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так	GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GO	Lifescan, Inc. («Лайфскан Інк.») www.lifescan.com Телефон: +7 495 580 77-77 Адреса: вул. Большая Тульская, 43, м. Москва, 113191, Росія Безкоштовний номер телефона: 8-800-200-83-53

Бренд глюкометра	Сумісність з розчином для ПД Extraneal (ікодекстрин) (глюкозоспецифічність)	Тип тесту*	Виробник
Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Так Так Так Так Так Так Так Так	GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD	Nova Biomedical («Нова Біомедікал») www.novabiomedical.com Телефон: 1-781-894-0800
Accu-Chek Active Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Connect Accu-Chek Aviva Expert Accu-Chek Aviva Insight Accu-Chek Aviva Nano Accu-Chek Aviva Plus³ Accu-Chek Compact Plus Accu-Chek Guide Accu-Chek Inform II Accu-Chek Instant Accu-Chek Instant S Accu-Chek Nano³ Accu-Chek Nano SmartView³ Accu-Chek Mobile Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Connect Accu-Chek Performa Insight Accu-Chek Performa Nano Accu-Chek Voicemate Plus System	Так Так Так Так Так Так Так Так³ Так Так Так Так Так Так³ Так³ Так Так Так Так Так Так Так Так	Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut-Q-GDH³ Mut Q-GDH GDH-FAD Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH³ Mut Q-GDH³ Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH	Roche Diagnostics («Рош Діагностікс») www.accu-chek.com Телефон: (044) 354-30-40 (044) 354-30-41 Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 33, 3-й поверх, м. Київ, 04070, Україна

¹ Два типи **сумісних** тест-смужок для Precision Xtra ОК.

² В глюкометрах/ тест-смужках Arkray несумісна хімічна сполука на основі GDH-FAD замінена на **сумісню** хімічну сполуку GDH-FAD. Запитайте у виробника додаткову інформацію.

³ Системи контролю рівня глюкози ACCU-CHEK Nano (але не Aviva чи Performa) і ACCU-CHEK Aviva Plus є у продажу ЛИШЕ в Сполучених Штатах Америки, в них використовуються тест-смужки торговельних марок ACCU-CHEK Smartview і ACCU-CHEK Aviva Plus, відповідно. В цих системах використовуються смужки Mut Q-GDH (**сумісні**). Запитайте у виробника додаткову інформацію.

⁴ На час виходу даного переліку не надано документального підтвердження, що цей/ці глюкометр/тест-смужки перевірено згідно с рекомендованими компанією «Бакстер» лімітів перешкод для мальтози і ікодекстрину. Запитайте у виробника додаткову інформацію

Тип друкарської помилки*

GO = glucose oxidase

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

Джерело інформації:

^A Проміжний звіт № 1 компанії «Бакстер», 33541 Виявлення потенційних перешкод з боку ікодекстрину і його метаболітів при визначенні рівня глюкози крові у людини за допомогою вибраних глюкометрів.

Ознайомтесь з повною інформацією про медичне застосування розчину для ПД EXTRANEAL (ікодекстрин).

Baxter і EXTRANEAL – торговельні марки компанії «Бакстер Інтернейшнл Інк.» (Baxter International Inc.).

Інші торговельні марки або продукти, згадані в цьому документі, є власністю їх відповідних власників.