

Перелік глюкометрів для конкретної країни

Назва країни: Україна (Ukraine)

Важлива інформація:

Цей перелік не є вичерпним, він актуальний станом на 15 серпня 2019 р. Відсутність певного глюкометра чи тест-смужок в цьому переліку НЕ свідчить про його/їхню сумісність чи несумісність з розчином для перитонеального діалізу (ПД) ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин). Так само, відсутність іншого обладнання для вимірювання рівня глюкози в переліку нижче (такого як системи безперервного моніторингу рівня глюкози) не свідчить про його сумісність чи несумісність з розчином ЕКСТРАНІЛ. **Актуальну інформацію завжди можна з'ясувати у виробника пристрою.** Якщо виробник не може надати інформацію про сумісність пристрою з ікодекстрином та мальтозою, компанія «Бакстер» НЕ рекомендує використовувати його у пацієнтів, яким вводять препарат ЕКСТРАНІЛ. Компанія «Бакстер» залишає за собою право змінювати цей перелік без попереднього повідомлення та не стверджує, що в ньому зазначені всі потенційно несумісні продукти.

Зазначені у переліку виробники глюкометрів засвідчили компанії «Бакстер», що вони виконали тестування (згідно з ISO 15197) своїх глюкометрів з мальтозою та ікодекстрином в рекомендованих компанією «Бакстер» межах значень: 278 мг/дл (мальтоза) та 1094 мг/дл (ікодекстрин). Виробники засвідчили, що в їхніх глюкометрах, позначених нижче зеленим кольором, не відбувалося інтерференції при визначенні рівня глюкози за таких умов. Зверніть увагу, що наведений нижче перелік сумісних продуктів актуальний лише при використанні глюкометрів торговельних марок з відповідними фірмовими тест-смужками. Якщо глюкометр однієї торговельної марки використовується з тест-смужками іншого виробника, **необхідно звернутися до виробника тест-смужок, щоб отримати актуальну інформацію.**

Цей перелік складено на основі результатів пошуку даних в інтернеті, літературі, внутрішніх дослідженнях компанії «Бакстер», інформації від державних установ, інформації листків-вкладишів до тест-смужок, попередженнях про заходи безпеки та інформації, отриманої безпосередньо від виробників продукції. Компанія «Бакстер», хоч і доклала зусилля з метою надання точної та актуальної інформації, але не є виробником цих глюкометрів або тест-смужок і тому не гарантує вихідну або подальшу точність цієї інформації. Будь ласка, зверніться до виробника(ів) глюкометра та тест-смужок, щоб отримати найактуальнішу інформацію про сумісність перед використанням разом з розчином для перитонеального діалізу (ПД) ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин).

1. Розчин для ПД ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин) містить ікодекстрин. Мальтоза, метаболіт ікодекстрину може спричиняти інтерференцію при вимірюваннях, виконаних за допомогою певних глюкометрів чи тест-смужок. Внаслідок такої інтерференції показники рівня глюкози при використанні цих глюкометрів чи тест-смужок можуть виявитись завищеними.
2. Така інтерференція може маскувати справжню гіпоглікемію або призвести до помилкового діагностування гіперглікемії. Отже, отримані за допомогою таких глюкометрів чи тест-смужок нормальні або підвищені показники рівня глюкози в крові у пацієнта, якому вводять розчин для ПД ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин), можуть приховати насправді низький рівень глюкози в крові. Це може призвести до того, що пацієнт або медичний працівник не вживатиме належних заходів для нормалізації рівня глюкози в крові. І навпаки, завищений показник рівня глюкози в крові може призвести до того, що пацієнт отримає більше інсуліну, чим необхідно. Обидві ці ситуації можуть призвести до виникнення явищ, що загрожують життю, в тому числі втрати свідомості, коми, неврологічних порушень, або смерті.
3. Працівники відділення діалізу або пацієнт повинні звернутися до виробника глюкометра та/або тест-смужок, щоб з'ясувати, чи не виникає в глюкометрі або тест-смужках, які вони використовують, інтерференція з ікодекстрином або мальтозою. Також необхідно ознайомитися з інформацією про виріб, яку докладено до глюкометра або тест-смужок.
4. Наступний перелік є виключно довідковим. Він не служить рекомендацією для використання зазначених у ньому глюкометрів або тест-смужок.
5. Встановлена сумісність пристроїв приведена в таблиці нижче. **Пацієнтам, котрим вводять розчин для ПД ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин), слід використовувати ЛИШЕ глюкозоспецифічні глюкометри і тест-смужки.** Щоб переконатися в тому, що тест-смужки і глюкометр глюкозоспецифічні, необхідно звернутися до виробника. В цьому переліку вказані контактні дані виробників найпоширеніших глюкометрів основних торговельних марок.

ГЛЮКОМЕТРИ

Оновлено 15 серпня 2019 р.

Марка глюкометра	Сумісність з розчином для ПД ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин) (глюкозоспецифічний глюкометр)	Вид випробування*	Виробник
FreeStyle Freedom FreeStyle Freedom Lite FreeStyle Lite FreeStyle Libre ¹ FreeStyle Libre Pro ¹ FreeStyle Optium Neo FreeStyle Optium Neo H FreeStyle Papillon Vision FreeStyle Precision Neo FreeStyle Precision Pro Optium Xido Neo Precision Xceed Pro	Так Так Так Не рекомендується Не рекомендується Так Так Так Так Так Так Так	GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GO GO GDH-NAD GDH-NAD GDH-FAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD	Abbott Diabetes Care («Еботт Діабетес Кейр») www.abbottdiabetescare.com Телефон: +38044498 60 80 Адреса: вул. Московська, 32/2, 01010 Київ, Україна
Assure Platinum GLUCOCARD 01 GLUCOCARD 01-mini GLUCOCARD 01-mini plus GLUCOCARD G Black GLUCOCARD MX GLUCOCARD MyDIA GLUCOCARD S GLUCOCARD SM GLUCOCARD Vital GLUCOCARD X-meter ² GLUCOCARD X-mini ² GLUCOCARD X-mini plus ² GLUCOCARD Σ GLUCOCARD Σ-mini ReliOn Confirm ReliOn micro ReliOn Prime	Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так ² Так ² Так ² Так Так Так Так Так	GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GO GDH-FAD GDH-FAD GO GDH-FAD ² GDH-FAD ² GDH-FAD ² GO GO GO GO GO	Arkray, Inc. («Аркрей Інк.») www.arkray.co.jp Телефон: +31-20-545-24-50 Офіційне представництво в Україні та країнах СНД відсутнє, уточнюйте інформацію у продавців.
Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next USB Contour Next One Blood Contour Plus Contour Plus Link 2.4	Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так	GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care («Асценія Діабетес Кейр», колишня назва Bayer Healthcare, «Байер Хелскейр») www.ascensia.com ТОВ "БАЙЄР" 04071, Україна, Київ, вул. Верхній Вал 4-б Телефон: +38 (044) 220-33-00

Марка глюкометра	Сумісність з розчином для ПД ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин) (глюкозоспецифічний глюкометр)	Вид випробування*	Виробник
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Так	GO	немає, перевіряйте інформацію у продавців.
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Так	GDH-FAD	
Accu-Chek Active	Так	Mut Q-GDH	Roche Diagnostics («Рош Діагностікс») www.accu-chek.com Телефон: +38 (044) 354-30-40 +38 (044) 354-30-41 Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 33, 3-й поверх, м. Київ, 04070, Україна
Accu-Chek Aviva	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Combo	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Connect	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Expert	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Insight	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Nano	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Plus ³	Так ³	Mut-Q-GDH ³	
Accu-Check Aviva Solo	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Compact Plus	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide	Так	GDH-FAD	
Accu-Chek Guide Me	Так	GDH-FAD	
Accu-Chek Inform II	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Instant	Так	GDH-FAD	
Accu-Chek Instant S	Так	GDH-FAD	
Accu-Chek Nano ³	Так ³	Mut Q-GDH ³	
Accu-Chek Nano SmartView ³	Так ³	Mut Q-GDH ³	
Accu-Chek Mobile	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Combo	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Connect	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Insight	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Nano	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Check Performa Solo	Так	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Voicemate Plus System	Так	Mut Q-GDH	

¹Ці глюкометри компанії «Ебботт» (а також Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 і Medtronic iPro2) – провідні системи безперервного моніторингу рівня глюкози (CGM) і **не рекомендуються** їх виробниками для використання у пацієнтів, які перебувають на діалізі. Незважаючи на застосування глюкозооксидазного методу, на даний час відсутні точні наукові докази їх сумісності з препаратом Екстраніл. Щоб отримати додаткову інформацію, проконсультуйтеся з виробником.

²Компанія «Аркрей» при виробництві глюкометрів/тест-смужок замінила **несумісний** метод на основі GDH-FAD на **сумісний** метод на основі GDH-FAD. Щоб отримати додаткову інформацію, проконсультуйтеся з виробником.

³ Системи вимірювання рівня глюкози АККУ-ЧЕК Нано і АККУ-ЧЕК Авіва Плюс доступні **ВИКЛЮЧНО** в Сполучених Штатах Америки і використовуються з тест-смужками марок АККУ-ЧЕК СмартВ'ю та АККУ-ЧЕК Авіва Плюс відповідно. Ці системи використовуються зі смужками Mut Q-GDH (**сумісними**). Щоб отримати додаткову інформацію, проконсультуйтеся з виробником.

Вид випробування*

GO = glucose oxidase

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

Посилання:

^A Проміжний звіт компанії «Бакстер» 1, 33541 Визначення потенційної інтерференції ікодекстрину та його метаболітів при визначенні рівня глюкози в крові людини з використанням обраних глюкометрів (Baxter report Interim 1, 33541 Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometers).

Будь ласка, ознайомьтеся з повною версією інструкції для медичного застосування розчину для ПД ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин).

«Бакстер» та ЕКСТРАНІЛ – торговельні марки компанії «Бакстер Інтернешнл Інк».

Інші торговельні знаки та продукти, згадані в цьому документі належать відповідним власникам.