

Riigispetsiifiline glükoositestide loetelu

Riigi nimi: Eesti (Estonia)

Tähtis teave

See on mittetäielik loetelu, praeguse seisuga *oktoober 2017*. Konkreetse glükomeetri või testriba puudumine sellest loetelust EI tähenda kokkusobivust või kokkusobimatust PD lahusega EXTRANEAL (Ikodekstriin). Niisamuti võivad teised veresuhkrut mõõtvad tehnoloogiad, mis ei ole loetletud allpool (nagu näiteks pidevad veresuhkru määramise süsteemid) sobida või mitte sobida EXTRANEALiga. **Võtke alati kõige värskema teabe saamiseks tootjaga ühendust.** Kui tootja ei saa anda teavet seadme sobivuse kohta ikodekstriini ja maltoosi suhtes, siis Baxter soovib seda toodet MITTE kasutada. Baxter jätab endale õiguse muuta seda loetelu etteteatamata ja ei kinnita selle täiuslikkust kõigi võimalike mitesobivate toodete osas.

Loetellu kantud glükomeetrite tootjad on kinnitanud Baxterile, et nad on testinud (ISO 15197 kohaselt) oma glükomeetreid maltoosi ja ikodekstriiniga Baxteri soovitatud piiride kohaselt: 278 mg/dl (maltoos) ja 1094 mg/dl (ikodekstriin). Tootjad kinnitasid, et nende alltoodud „rohelist“ glükomeetrid ei näidanud nendes tingimustes häireid vere glükoosisisalduse määramisel, välja arvatud need spetsiaalselt märgitud⁴ „rohelist“ monitorid mille Baxteri poolt soovitatud piiride sertifitseerimistestid ei ole veel saanud. Pange tähele, et järgnev kokkusobivuse loetelu on mõeldud ainult kaubamärgi monitoridele, mida kasutatakse vastava kaubamärgi testribadega. Kui kaubamärgi monitori kasutatakse teise tootja testribaga, **võtke alati kõige värskema informatsiooni saamiseks testriba tootjaga ühendust.**

Käesolev loetelu on koostatud otsingu põhjal, milleks on kasutatud: internetiteavet, kirjandust, Baxteri asutusesiseid uuringuid, ametiasutustelt saadud teavet, glükoositestide teabelehti, ohutustedaandeid ja teavet, mis on saadud otse tootjatelt. Baxter ei tooda ise glükomeetreid ja testribasid, siis ei saa Baxter tagada selle teabe algset ja jätkuvat täpsust. Palun võtke ühendust glükomeetrite ja testribade tootja(te)ga, kui te soovite saada kõige värskemat ühilduvusteavet enne kasutamist koos peritoneaaldialüüsi (PD) lahusega EXTRANEAL (ikodekstriin).

1. EXTRANEAL (ikodekstriin) PD lahus sisaldab ikodekstriini. Maltoos, ikodekstriini ainevahetussaadus, võib mõjutada teatud glükomeetreid või testribasid. Eelpool nimetatud mõju tõttu annavad sellised glükomeetrid ja testribad tegelikust sisaldusest kõrgema glükoosi näidu.
2. Selline mõju võib varjata hüperglükeemiat või põhjustada väära hüperglükeemia diagnoosi. Seega võib antud glükomeetrite või testribadega normaalne või kõrgem veresuhkru näit varjata tegelikku madalat veresuhkru sisaldust patsientidel, kes saavad PD lahust EXTRANEAL (ikodekstriin). See võib põhjustada olukorra, et patsient või tervishoiutöötaja ei võta ette vajalikke meetmeid veresuhkru taseme normaliseerimiseks. Teisel juhul võib patsient saada väära kõrgema näidu tõttu vajadusest rohkem insuliini. Mõlemad eelnimetatud olukorrad võivad viia eluohtlike seisunditeni, sealhulgas teadvusekaotus, kooma, neuroloogiline kahjustus või surm.
3. Dialüüsi osakond või patsient peab võtma ühendust glükomeetri ja/või testribade tootjaga, et teha kindlaks, kas ikodekstriin või maltoos mõjutavad nende kasutatavat glükomeetrit või testriba. Samuti lugege glükomeetri ja testribadega kaasas olevat tooteteavet.
4. Järgnev loetelu on ainult teavitamiseks. See loetelu ei sisalda soovitusi nende glükomeetrite või testribade kasutamiseks.
5. Kindlaks tehtud sobivused on esitatud allpool toodud tabelis. **Patsientidel, kes kasutavad PD lahust EXTRANEAL (ikodekstriin), tuleks kasutada AINULT glükoos-spetsiifilisi monitore ja testribasid.** Võtke ühendust tootjaga, et kontrollida, kas testribad ja monitor on glükoos-spetsiifilised. Selles loetelus on kontaktteave kõige tavalisemate ja suuremate tootemarkide kohta.

GLÜKOMEETRID

Uuendatud oktoober 2017

Glükomeetri kaubamärk	Sobivad Extraneal (ikodekstriin) PD lahusega (Glükoosi spetsiifilised)	Testi tüüp*	Tootja
Boots	Jah	GDH-NAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Telefon: 6707077
FreeStyle Flash	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Freedom	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Freedom Lite	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle InsuLinx	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Mini	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Optium	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Optium H	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon InsuLinx	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Lite	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Mini	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Vision	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Precision	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Precision H	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Neo	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Jah	GDH-NAD	
Omron HEA-214	Jah	GDH-NAD	
Optium	Jah	GDH-NAD	
Optium Easy	Jah	GDH-NAD	
OptiumEZ	Jah	GDH-NAD	
Optium Xceed	Jah	GDH-NAD	
Optium Xido	Jah	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Jah	GDH-NAD	
Precision Xceed	Jah	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Jah	GDH-NAD	
Precision Xtra	Jah	GDH-NAD	
Precision Xtra OK ¹	Jah ¹	GDH-NAD, GO ¹	
ReliOn Ultima	Jah	GDH-NAD	
TrueSense	Jah	GDH-NAD	
Assure Platinum	Jah	GO	Arkray, Inc. www.arkray.co.jp Telefon: 6503600
Assure Prism ⁴	Jah ⁴	GO ⁴	
GLUCOCARD 01	Jah	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Jah	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Jah	GO	
GLUCOCARD Expression	Jah	GO	
GLUCOCARD G Black	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD MX	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD MyDIA	Jah	GO	
GLUCOCARD Shine ⁴	Jah ⁴	GO ⁴	
GLUCOCARD S	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Jah	GO	
GLUCOCARD X-meter ²	Jah ²	GDH-FAD ²	

Glükomeetri kaubamärk	Sobivad Extraneal (ikodekstriin) PD lahusega (Glükoosi spetsiifilised)	Testi tüüp*	Tootja
GLUCOCARD X-mini ² GLUCOCARD X-mini plus ² GLUCOCARD Σ GLUCOCARD Σ-mini ReliOn Confirm ReliOn micro ReliOn Prime	Jah ² Jah ² Jah Jah Jah Jah Jah	GDH-FAD ² GDH-FAD ² GO GO GO GO GO	
Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next USB Contour Plus Contour Plus Link 2.4 Contour TS Contour USB Contour XT Contour Next One Blood Contour Plus One Blood	Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah	GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care (varasemalt Bayer Healthcare) www.ascensia.com Telefon: 6558 565
OneTouch InDuo OneTouch Select OneTouch Select Mini OneTouch Select Simple OneTouch Ultra ^A OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraLink OneTouch UltraMini OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch UltraSmart OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ OneTouch VerioPro OneTouch VerioPro+ OneTouch VerioSync OneTouch VerioVue OneTouch Vita	Jah Jah	GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com Telefon: +8000 111599
Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and	Jah Jah Jah Jah	GO GO GO GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Telefon: 6515151

Glükomeetri kaubamärk	Sobivad Extraneal (ikodekstriin) PD lahusega (Glükoosi spetsiifilised)	Testi tüüp*	Tootja
Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter	Jah	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Jah	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Jah	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Jah	GDH-FAD	
Accu-Chek Active	Jah	Mut Q-GDH	Roche Diagnostics www.accu-chek.com Telefon: 617 7380
Accu-Chek Aviva	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Combo	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Connect	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Expert	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Insight	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Nano	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Plus ³	Jah ³	Mut-Q-GDH ³	
Accu-Chek Compact Plus	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide	Jah	GHD-FAD	
Accu-Chek Inform II	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Instant	Jah	GHD-FAD	
Accu-Chek Instant S	Jah	GHD-FAD	
Accu-Chek Nano ³	Jah ³	Mut Q-GDH ³	
Accu-Chek Nano SmartView ³	Jah ³	Mut Q-GDH ³	
Accu-Chek Mobile	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Combo	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Connect	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Insight	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Nano	Jah	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Voicemate Plus System	Jah	Mut Q-GDH	

¹ Kaht tüüpi **kokkusobivaid** testribasid Precision Xtra OK jaoks.

² Need Arkray glükomeetrid/testribad on asendatud mittesobivalt GDH-FAD testitüübilt **kokkusobivale** GDH-FAD testitüübile. Võtke ühendust lisateabe saamiseks tootjaga.

³ ACCU-CHEK Nano (mitte Aviva või Performa) ja ACCU-CHEK Aviva Plus glükoosi süsteemid on kättesaadavad AINULT Ameerika Ühendriikides ja testribad on kasutatavad vastavalt toodetega ACCU-CHEK Smartview ja ACCU-CHEK Aviva Plus. Nende süsteemidega kasutatakse Mut Q-GDH (**kokkusobiv**) testribasid. Võtke ühendust lisateabe saamiseks tootjaga.

⁴ See/Need glükomeetrid/testribad ei ole hetkel veel kinnitatud, kuna Baxteri poolt soovitatud piiride testimine maltoosi ja ikodekstriini suhtes veel kestab selle loetelu väljastamise hetkel. Võtke ühendust lisateabe saamiseks tootjaga.

Test type* (Testi tüüp*)

GO = glucose oxidase (glükoosoksidaas)

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method) (glükoosdehüdrogenaas koos pürrolokinoliinkinooniga (märkus: **GDO**, glükoos-värv-oksüreduktaas, on **kokkusobimatu** PQQ-põhise meetodiga))

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide (glükoosdehüdrogenaas koos nikotiinamiidadeniindinukleotiidiga)

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide (glükoosdehüdrogenaas koos flaviinadeniindinukleotiidiga)

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference (glükoosdehüdrogenaas koos pürrolokinoliinkinooniga, modifitseeritud maltoosi häirete elimineerimiseks)

Viited:

^A Baxteri aruanne Interim 1, 33541 ikodekstriini ja selle metaboliitide võimaliku mõju hindamine inimese veresuhkru mõõtmisele kasutades valitud glükomeetreid.

Vaadake palun kogu ravimiteavet PD lahuse EXTRANEAL (ikodekstriin) kohta.
Baxter ja EXTRANEAL on ettevõtte Baxter International Inc. kaubamärgid.
Muud selles dokumendis esitatud kaubamärgid või tooted kuuluvad vastavatele omanikele.