

# Liste des lecteurs de glycémie par nom de marque et par fabricant

**Nom du pays :** France

## **Information Importante :**

Le présent document est une liste non exhaustive mise à jour en Septembre 2017. L'absence d'un lecteur de glycémie ou de bandelettes réactives dans cette liste n'implique PAS sa compatibilité ou incompatibilité avec la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine). De la même façon, d'autres systèmes de mesure du glucose non listés dans ce document (comme les systèmes de surveillance continue de la glycémie) pourraient être ou pas compatibles avec Extraneal. **Le fabricant du système de contrôle de la glycémie doit toujours être contacté pour obtenir une information actualisée.** Si le fabricant du système de contrôle n'est pas en mesure de vous donner les informations concernant la compatibilité du dispositif concerné avec l'Icodextrine et le maltose, Baxter recommande de ne PAS utiliser ce produit avec les patients sous Extraneal. Baxter se réserve le droit de modifier cette liste à tout moment sans préavis.

Cette liste est le résultat d'une recherche selon diverses sources d'information : Internet, littérature, études internes à Baxter, informations des autorités, notices des bandelettes réactives, alertes de sécurité et informations directes obtenues auprès des fabricants des lecteurs de glycémie. Malgré les actions faites pour fournir des informations précises et actualisées, Baxter ne fabrique pas de bandelettes réactives pour les lecteurs de glycémie et ne peut donc pas garantir l'exactitude de cette information à l'origine et au cours du temps. Veuillez entrer en contact avec les fabricants des bandelettes réactives des lecteurs de glycémie pour obtenir l'information la plus récente sur la compatibilité avec la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine).

1. La solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine) contient de l'Icodextrine. Le maltose, un métabolite de l'Icodextrine, peut interférer avec certains lecteurs de glycémie ou certaines bandelettes réactives. Cette interférence aura comme conséquence une lecture faussement élevée de la glycémie en utilisant certains lecteurs de glycémie ou certaines bandelettes réactives.
2. Cette interférence peut masquer une véritable hypoglycémie ou conduire à un diagnostic erroné d'une hyperglycémie. Ainsi, une lecture de glycémie égale ou supérieure au taux normal peut masquer une véritable diminution de la glycémie chez un patient traité avec EXTRANEAL (Icodextrine), solution de dialyse péritonéale et utilisant certains lecteurs de glycémie ou bandelettes réactives. Ceci pourrait conduire au fait que le patient ou le professionnel de santé ne prenne pas les mesures appropriées pour ramener la glycémie à un niveau normal. Une lecture faussement élevée de la glycémie peut entraîner chez un patient l'administration d'insuline en quantité plus que nécessaire. Chacune de ces deux situations peut mener à des événements représentant un danger pour la vie du patient, comprenant perte de conscience, coma, dommages neurologiques ou décès.
3. Le service de dialyse péritonéale ou le patient devra entrer en contact avec le(s) fabricant(s) du lecteur de glycémie et/ou des bandelettes réactives pour savoir si le lecteur de glycémie ou les bandelettes réactives qu'ils emploient, sont concernés par l'interférence avec l'Icodextrine ou le maltose, ou s'ils mesurent spécifiquement le glucose. En outre, consulter la notice du produit accompagnant le lecteur de glycémie et/ou les bandelettes réactives.
4. La liste suivante est fournie uniquement à titre informatif. Cette liste ne constitue pas une recommandation pour l'utilisation de ces lecteurs de glycémie ou des bandelettes réactives.
5. **ATTENTION**, seuls les lecteurs de glycémie et les bandelettes réactives spécifiques du glucose devront être employés chez les patients traités par EXTRANEAL (Icodextrine), solution pour dialyse péritonéale. Si vous employez des bandelettes différentes, veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier qu'elles sont spécifiques du glucose. La liste fournit les coordonnées des marques principales et les plus répandues des fabricants de lecteurs de glycémie et de bandelettes réactives.

## LISTE DES LECTEURS DE GLYCEMIE

Mise à jour de Septembre 2017

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant
<b>Boots</b> <b>FreeStyle Flash</b> <b>FreeStyle Freedom</b> <b>FreeStyle Freedom Lite</b> <b>FreeStyle InsuLinx</b> <b>FreeStyle Lite</b> <b>FreeStyle Mini</b> <b>FreeStyle Optium</b> <b>FreeStyle Optium H</b> <b>FreeStyle Optium Neo</b> <b>FreeStyle Optium Neo H</b> <b>FreeStyle Papillon InsuLinx</b> <b>FreeStyle Papillon Lite</b> <b>FreeStyle Papillon Mini</b> <b>FreeStyle Papillon Vision</b> <b>FreeStyle Precision</b> <b>FreeStyle Precision H</b> <b>FreeStyle Precision Neo</b> <b>FreeStyle Precision Pro</b> <b>Omron HEA-214</b> <b>Optium</b> <b>Optium Easy</b> <b>OptiumEZ</b> <b>Optium Xceed</b> <b>Optium Xido</b> <b>Optium Xido Neo</b> <b>Precision Xceed</b> <b>Precision Xceed Pro</b> <b>Precision Xtra</b> <b>Precision Xtra OK</b> <b>ReliOn Ultima</b> <b>TrueSense</b>	<p><b>Abbott Diabetes Care</b>  <a href="http://www.abbottdiabetescare.com">www.abbottdiabetescare.com</a></p> <p>Abbott France            Tel : 01 45 60 25 00</p>
<b>Assure Platinum</b> <b>Assure Prism</b> <b>GLUCOCARD 01</b> <b>GLUCOCARD 01-mini</b> <b>GLUCOCARD 01-mini plus</b> <b>GLUCOCARD Expression</b> <b>GLUCOCARD G Black</b> <b>GLUCOCARD MX</b> <b>GLUCOCARD MyDIA</b> <b>GLUCOCARD Shine</b> <b>GLUCOCARD S</b> <b>GLUCOCARD SM</b> <b>GLUCOCARD Vital</b> <b>GLUCOCARD X-meter</b> <b>GLUCOCARD X-mini</b>	<p><b>Arkray, Inc.</b>  <a href="http://www.arkrayusa.com">www.arkrayusa.com</a></p> <p>ARKRAY France            Tel : 0 800 50 30 33</p>

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant
GLUCOCARD X-mini plus GLUCOCARD Σ GLUCOCARD Σ-mini ReliOn Confirm ReliOn micro ReliOn Prime	
Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next One Blood Contour Next USB Contour Plus Contour Plus Link 2.4 Contour Plus One Blood Contour TS Contour USB Contour XT	<p style="text-align: center;"> <b>Ascencia</b>            (anciennement Bayer Healthcare)  <a href="http://contact.ascensia.com">contact.ascensia.com</a>            Tel : +41 61 560 87 00         </p>
OneTouch InDuo OneTouch Select OneTouch Select Mini OneTouch Select Simple OneTouch Ultra OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraLink OneTouch UltraMini OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch UltraSmart OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ OneTouch VerioPro OneTouch VerioPro+ OneTouch VerioSync OneTouch VerioVue OneTouch Vita	<p style="text-align: center;"> <b>Lifescan, Inc.</b>  <a href="http://www.lifescan.com">www.lifescan.com</a>            Lifescan France            Tel : 0 800 459 459         </p>
Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	<p style="text-align: center;"> <b>Nova Biomedical</b>  <a href="http://www.novabiomedical.com">www.novabiomedical.com</a>            Nova Biomedical France            Tel : 01 64 86 11 74         </p>

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant
<b>StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System</b> <b>Nova Pro Glucose/Ketone Meter</b>	
<b>Accu-Chek Active</b> <b>Accu-Chek Aviva</b> <b>Accu-Chek Aviva Combo</b> <b>Accu-Chek Aviva Connect</b> <b>Accu-Chek Aviva Expert</b> <b>Accu-Chek Aviva Insight</b> <b>Accu-Chek Aviva Nano</b> <b>Accu-Chek Aviva Plus</b> <b>Accu-Chek Compact Plus</b> <b>Accu-Chek Guide</b> <b>Accu-Chek Inform II</b> <b>Accu-Chek Instant</b> <b>Accu-Chek Instant S</b> <b>Accu-Chek Nano</b> <b>Accu-Chek Nano SmartView</b> <b>Accu-Chek Mobile</b> <b>Accu-Chek Performa</b> <b>Accu-Chek Performa Combo</b> <b>Accu-Chek Performa Connect</b> <b>Accu-Chek Performa Insight</b> <b>Accu-Chek Performa Nano</b> <b>Accu-Chek Voicemate Plus System</b>	<p data-bbox="995 629 1238 689"><b>Roche Diagnostics</b> <a href="http://www.accu-chek.com">www.accu-chek.com</a></p> <p data-bbox="995 723 1238 781">Roche France Tel : 01 47 61 40 00</p>

Veuillez consulter attentivement les informations pour la prescription d'EXTRANEAL (Icodextrine), Solution de Dialyse Péritonéale. Baxter et EXTRANEAL sont des marques déposées de Baxter International Inc. D'autres marques déposées ou produits cités ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.