

Список мониторов глюкозы для страны

Страна: Казахстан (Kazakhstan)

Важная информация

Это неполный список, действующий по состоянию на 20 декабря 2017 года. Отсутствие определенного монитора глюкозы или тест-полосок в этом списке НЕ указывает совместимость или несовместимость ПД-раствором препарата EXTRANEAL (Икодекстрин). Аналогично, другие технологии измерения глюкозы, которые не перечислены ниже (например, системы для непрерывного мониторинга глюкозы), могут или не могут быть совместимы с препаратом EXTRANEAL. **Всегда обращайтесь к производителю устройства за актуальной информацией.** Если производитель не может предоставить информацию о совместимости устройства с икодекстрином и мальтозой, компания Baxter НЕ рекомендует пациентам, принимающим EXTRANEAL, использовать этот продукт. Baxter оставляет за собой право изменять этот список без предварительных уведомлений и не гарантирует включение в него всех потенциально несовместимых продуктов.

Перечисленные производители мониторов глюкозы сертифицированы, то есть компания «Baxter» проверила (согласно ISO 15197) работу их мониторов в присутствии мальтозы и икодекстрина в пределах рекомендованных компанией «Baxter» концентраций: 278 мг/ дл (мальтоза) и 1094 мг/ дл (икодекстрин). Подтверждено, что при таких условиях перечисленные ниже «зеленые» мониторы этих производителей не мешают определению уровня глюкозы в крови, за исключением «зеленых» мониторов, обозначенных специальным значком ⁴, которые еще не еще проверены на соответствие рекомендованным лимитам компании «Baxter». Обратите внимание, что в нижеприведенном списке совместимых продуктов просто приводятся торговые наименования мониторов с соответствующими торговыми наименованиями тест-полосок. Если вы используете для монитора той иной марки тест-полоски другого производителя, **всегда связывайтесь с производителем тест-полосок для получения актуальной информации.**

Этот перечень составлен по результатам поиска в сети Интернет, в литературе, в данных внутренних исследований компании Baxter, информации от правительственных учреждений, в инструкциях по применению тест-полосок, в данных по безопасности и прямой информации от производителей продукции. Несмотря на усилия по предоставлению точной и актуальной информации, Baxter не производит эти глюкозные мониторы или тест-полоски и, таким образом, не гарантирует первоначальную или постоянную точность этой информации. Обратитесь к производителю (-ам) монитора глюкозы и тест-полоски, чтобы получить последнюю информацию о совместимости перед использованием в сочетании с экстрактом перитонеального диализа (ПД) препарата EXTRANEAL (Икодекстрин).

1. ПД-раствор EXTRANEAL_(Икодекстрин) содержит икодекстрин. Мальтоза, метаболит икодекстрина, может мешать некоторым мониторам глюкозы или тест-полоскам. Это вмешательство приведет к ложно повышенному показанию глюкозы с использованием этих мониторов или тест-полосок.
2. Это вмешательство может замаскировать истинную гипогликемию или привести к ошибочному диагнозу гипергликемии. Таким образом, показание уровня глюкозы в крови в пределах, или выше нормальных показателей у пациента, принимающего ПД-раствор препарата EXTRANEAL_(Икодекстрин) с использованием этих мониторов или тест-полосок может маскировать истинный низкий уровень сахара в крови. Это может привести к тому, что пациент или медицинский работник не предпримут надлежащих шагов для приведения сахара в крови в пределы нормы. Альтернативно, ложное повышение уровня глюкозы в крови может привести к тому, что пациент получит больше инсулина, чем необходимо. Обе эти ситуации могут привести к опасным для жизни событиям, включая потерю сознания, комы, неврологического повреждения или смерти.
3. Работники, проводящие диализ или пациент должны связаться с изготовителем монитора глюкозы и/или тест-полосок, чтобы определить, подвержены ли монитор или тест-полоски, которые они используют, внесению помех с икодекстрином или мальтозой. Кроме того, ознакомьтесь с информацией о продукте, включенной в монитор глюкометра и тест-полоски.
4. Следующий список приведен только для справки. Этот список не подразумевает рекомендации этих глюкозных мониторов или тест-полосок.
5. Выявленные совместимости обозначены в таблице ниже. **Пациенты, использующие раствор для перитонеального диализа ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин) должны использовать ТОЛЬКО глюкозные мониторы и тест-полоски.** Обратитесь к производителю, чтобы проверить, что тест-полоски и монитор предназначены для глюкозы. В этом списке представлена контактная информация распространенных, крупных брендов и производителей.

БРЕНД МОНИТОРА ГЛЮКОЗЫ	Совместим с ПД-раствором препарата Экстранил (Икодекстрин) (специфичным для ГЛЮКОЗЫ)	Тип теста*	Производитель
GLUCOCARD Shine⁴ GLUCOCARD S GLUCOCARD SM GLUCOCARD Vital GLUCOCARD X-meter² GLUCOCARD X-mini² GLUCOCARD X-mini plus² GLUCOCARD Σ GLUCOCARD Σ-mini ReliOn Confirm ReliOn micro ReliOn Prime	Да⁴ Да Да Да Да² Да² Да² Да Да Да Да Да	GO⁴ GDH-FAD GDH-FAD GO GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GO GO GO GO	
Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next USB Contour Plus Contour Plus Link 2.4 Contour TS Contour USB Contour XT Contour Next One Blood Contour Plus One Blood	Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да	GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care (ранее Bayer Healthcare) www.ascensia.com Телефон: +7(727) 258 80 38 Адрес: ул. Тимирязева, 42б Павильон 15, БЦ "ЭКСПО-СИТИ", Алматы, 050057, Казахстан
OneTouch InDuo OneTouch Select OneTouch Select Mini OneTouch Select Simple OneTouch Ultra^A OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraLink OneTouch UltraMini OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch UltraSmart OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ	Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да	GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Lifescan, Inc. www.lifescan.com Телефон: +7 495 580 77-77 Адрес: Ул. Большая Тульская, 43, Москва, 113191, Россия Бесплатный номер: 8-800-200-83-53

¹ Два типа **совместимых** тест-полосок для Precision Xtra ОК.

² Эти мониторы / тест-полоски Arkray переключились с несовместимой химии на основе GDH-FAD на **совместимую** с GDH-FAD химию. За дополнительной информацией обратитесь к производителю.

³ Системы глюкозы ACCU-CHEK Nano (не Aviva или Performa) и ACCU-CHEK Aviva Plus доступны только в США и используют тест-полоски, обозначенные как ACCU-CHEK Smartview и ACCU-CHEK Aviva Plus соответственно. Эти системы используют Мод. Л-ГДГ (**совместимые**) полоски. За дополнительной информацией обратитесь к производителю

⁴ Эти монитор/тест-полоски в настоящее время не сертифицированы как проверенные на рекомендованные Бакстером пределы помех для мальтозы или икодекстрина, когда этот список был выпущен. За дополнительной информацией обратитесь к производителю

Тип теста*

GO = glucose oxidase

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

Ссылки:

^A Baxter промежуточный отчет 1, 33541 Определение потенциальной интерференции икодекстрина и его метаболитов при измерении уровня глюкозы в крови с использованием выбранных глюкометров.

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной информацией о назначении для ПД-раствора препарата EXTRANEAL (Икодекстрин).

Baxter и EXTRANEAL являются торговыми знаками of Baxter International Inc.

Другие товарные знаки или продукты, представленные здесь, являются собственностью их соответствующих владельцев.