

Valstij specifisko glikometru saraksts

Valsts: Latvija (Latvia)

Svarīga informācija

Turpmāk tekstā norādīts glikometru saraksts uz 2017. gada decembri, bet tas nav visaptverošs. Ja sarakstā nav Jūsu izmantotais glikometrs vai testa strēmeles, tas NENOZĪMĒ, ka tie būs savietojami ar EXTRANEAL (ikodekstrīns) peritoneālās dialīzes (PD) šķīdumu. Tas attiecas arī uz citām, turpmāk tekstā neminētām, glikozes līmeņa noteikšanas metodēm (piemēram, glikozes līmeņa ilgstošās uzraudzības sistēmām) – tās var būt vai nebūt savietojamas ar EXTRANEAL. **Lai iegūtu jaunāko informāciju, vienmēr sazinieties ar ražotāju.** Ja ražotājs nevar nodrošināt informāciju par ierīču savietojamību ar ikodekstrīnu vai maltozi, uzņēmums „Baxter” NEIESAKA tās izmantot EXTRANEAL pacientiem. „Baxter” patur sev tiesības mainīt šo sarakstu bez brīdinājuma un neapgalvo, ka tas ietver visas potenciāli nesavietojamās ierīces.

Firma „Baxter” ir saņēmusi apliecinājumu no turpmāk tekstā tabulā norādītajiem glikometru ražotājiem par to, ka viņi ir veikuši glikometru pārbaudes (saskaņā ar ISO 15197) ar maltozi un ikodekstrīnu atbilstoši Baxter ieteiktajiem limitiem: 278 mg/dL (maltozei) un 1094 mg/dL (ikodekstrīnam). Ražotāji apliecināja, ka turpmāk tekstā tabulā zaļā krāsā atzīmētie monitori šādos apstākļos neietekmē asins glikozes rādījumu rezultātus, izņemot tos glikometrus, kas tabulā atzīmēti zaļā krāsā ar ciparu⁴, par kuriem pārbaudes rezultāti atbilstoši „Baxter” ieteiktajiem limitiem vēl nav saņemti. Lūdu ņemiet vērā, ka zemāk esošajā savienojamības sarakstā ir iekļauti glikometru zīmola nosaukumi, kurus lieto kopā ar atbilstoša zīmola testa strēmēlēm. Ja zīmola glikometrs tiek lietots kopā ar cita ražotāja testa strēmēlēm, **vienmēr sazinieties ar testa strēmeļu ražotāju, lai uzzinātu aktuālo informāciju.**

Šis uzskaitījums sastādīts no sekojošiem informācijas avotiem: internets, publikācijas, „Baxter” iekšējie pētījumi, dažādu valstu aģentūras, testa strēmeļu lietošanas instrukcijas, drošuma ziņojumi un tieša informācija no ražotājiem. Kaut gan tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu precīzu jaunāko informāciju, „Baxter” šos glikometrus un testa strēmeles neražo, un tādējādi nevar garantēt sākotnēju vai nepārtrauktu informācijas precizitāti. Pirms lietot šos glikometrus vai testa strēmeles vienlaicīgi ar EXTRANEAL (ikodekstrīns) peritoneālās dialīzes (PD) šķīdumu, lūdzu sazinieties ar to ražotāju(iem), lai iegūtu jaunāko informāciju par savietojamību.

1. EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdums satur ikodekstrīnu. Ikodekstrīna metabolīts – maltoze - var ietekmēt noteiktu glikometru vai testa strēmeļu rādījumus. Šādu glikometru vai testa strēmeļu izmantošana var izraisīt maldīgi paaugstinātu glikozes līmeņa rādījumu.
2. Šāda ietekme var maskēt patiesu hipoglikēmiju vai novest pie kļūdainas hiperglikēmijas diagnozes. Tādējādi pacientam, kurš lieto EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdumu, normāls vai paaugstināts asins glikozes rādījums var maskēt patiesi zemu cukura līmeni asinīs. Šāda situācija liegs pacientam vai veselības aprūpes speciālistam attiecīgi rīkoties, lai normalizētu cukura līmeni asinīs. Vai arī, maldinoši paaugstināta asins glikozes līmeņa rādījuma dēļ pacients varētu lietot vairāk insulīna, nekā nepieciešams. Gan vienā, gan otrā gadījumā, var attīstīties pacienta dzīvībai bīstama situācija, tostarp, bezsamaņa, koma, neiroloģiski bojājumi vai nāve.
3. Dialīzes nodaļai vai pacientam vajadzētu sazināties ar glikometru un/vai testa strēmeļu ražotāju(iem) un noskaidrot, vai ikodekstrīna un maltozes klātbūtne ietekmē viņu lietotos glikometrus vai testa strēmeles. Jāiepazīstas arī ar informāciju, kas norādīta glikometra vai testa strēmeļu lietošanas instrukcijā.
4. Turpmāk tekstā tabulā norādītais saraksts ir tikai informatīvs. Tas nesatur jebkādas ieteikumus glikometru vai testa strēmeļu lietošanai.
5. Tabulā norādīta zināmā savietojamība. **Pacientiem, kuri lieto EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdumu, glikozes noteikšanai jāizmanto TIKAI glikozei specifiski glikometri un testa strēmeles.** Sazinieties ar ražotāju, lai noskaidrotu, vai tās ir glikozei specifiskas. Tabulā norādīta arī visbiežāk lietoto glikometru/testa strēmeļu ražotāju kontaktinformācija.

GLIKOMETRI
Atjaunots: 2017. gada decembrī

Glikometra nosaukums	Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks)	Testa veids*	Ražotājs
Boots	Jā	GDH-NAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Tel.: +371 80003081
FreeStyle Flash	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Freedom	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Freedom Lite	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle InsuLinx	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Mini	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Optium	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Optium H	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon InsuLinx	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Lite	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Mini	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Papillon Vision	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Precision	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Precision H	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Neo	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Jā	GDH-NAD	
Omron HEA-214	Jā	GDH-NAD	
Optium	Jā	GDH-NAD	
Optium Easy	Jā	GDH-NAD	
OptiumEZ	Jā	GDH-NAD	
Optium Xceed	Jā	GDH-NAD	
Optium Xido	Jā	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Jā	GDH-NAD	
Precision Xceed	Jā	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Jā	GDH-NAD	
Precision Xtra	Jā	GDH-NAD	
Precision Xtra OK ¹	Jā ¹	GDH-NAD, GO ¹	
ReliOn Ultima	Jā	GDH-NAD	
TrueSense	Jā	GDH-NAD	
Assure Platinum	Jā	GO	Arkray, Inc. www.arkray.co.jp Tel.: N/A
Assure Prism ⁴	Jā ⁴	GO ⁴	
GLUCOCARD 01	Jā	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Jā	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Jā	GO	
GLUCOCARD Expression	Jā	GO	
GLUCOCARD G Black	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD MX	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD MyDIA	Jā	GO	
GLUCOCARD Shine ⁴	Jā ⁴	GO ⁴	
GLUCOCARD S	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Jā	GO	
GLUCOCARD X-meter ²	Jā ²	GDH-FAD ²	
GLUCOCARD X-mini ²	Jā ²	GDH-FAD ²	
GLUCOCARD X-mini plus ²	Jā ²	GDH-FAD ²	
GLUCOCARD Σ	Jā	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Jā	GO	
ReliOn Confirm	Jā	GO	
ReliOn micro	Jā	GO	
ReliOn Prime	Jā	GO	

Breeze 2	Jā	GO	Ascensia Diabetes Care (iepriekš Bayer Healthcare) www.ascensia.com Tel.: +371 67845563
Contour	Jā	GDH-FAD	
Contour Link	Jā	GDH-FAD	
Contour Next	Jā	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Jā	GDH-FAD	
Contour Next Link	Jā	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Jā	GDH-FAD	
Contour Next USB	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Jā	GDH-FAD	
Contour TS	Jā	GDH-FAD	
Contour USB	Jā	GDH-FAD	
Contour XT	Jā	GDH-FAD	
Contour Next One Blood	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus One Blood	Jā	GDH-FAD	
OneTouch InDuo	Jā	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com Tel.: N/A
OneTouch Select	Jā	GO	
OneTouch Select Mini	Jā	GO	
OneTouch Select Simple	Jā	GO	
OneTouch Ultra ^A	Jā	GO	
OneTouch Ultra 2	Jā	GO	
OneTouch UltraEasy	Jā	GO	
OneTouch UltraLink	Jā	GO	
OneTouch UltraMini	Jā	GO	
OneTouch SelectPlus	Jā	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Jā	GO	
OneTouch UltraSmart	Jā	GO	
OneTouch UltraVue	Jā	GO	
OneTouch Verio	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioSync	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Jā	GDH-FAD	
OneTouch Vita	Jā	GO	
Nova Max Plus	Jā	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Tel.: N/A
Nova Max Link	Jā	GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter	Jā	GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Jā	GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter	Jā	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Jā	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Jā	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Jā	GDH-FAD	

Accu-Chek Active	Jā	Mut Q-GDH	Roche Diagnostics www.accu-chek.com Tel.: +371 67039831
Accu-Chek Aviva	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Combo	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Connect	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Expert	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Insight	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Nano	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Plus ³	Jā ³	Mut-Q-GDH ³	
Accu-Chek Compact Plus	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide	Jā	GHD-FAD	
Accu-Chek Inform II	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Instant	Jā	GHD-FAD	
Accu-Chek Instant S	Jā	GHD-FAD	
Accu-Chek Nano ³	Jā ³	Mut Q-GDH ³	
Accu-Chek Nano Smart View ³	Jā ³	Mut Q-GDH ³	
Accu-Chek Mobile	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Combo	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Connect	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Insight	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Nano	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Voicemate Plus System	Jā	Mut Q-GDH	

¹ Diva veida **savietojamas** testa strēmeles glikometram Precision Xtra OK.

² Šie Arkray glikometri/testa strēmeles tika pārcelti no GDH-FAD nesavietojamiem uz GDH-FAD **savietojamiem**. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazināties ar ražotāju.

³ ACCU-CHECK Nano (ne Activa vai Performa) un ACCU-CHECK Aviva Plus glikozes sistēmas ir pieejamas TIKAI Amerikas Savienotajās valstīs un atbilstoši arī testa strēmeles ACCU-CHECK Smartview un ACCU-CHECK Aviva Plus preču zīmes. Šajās sistēmās tiek lietotas Mut Q-GDH (**savietojamas**) testa strēmeles. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazināties ar ražotāju.

⁴ Šis/šie monitori/testa strēmeles tabulā norādītā uzskaitījuma izveides laikā vēl nebija pārbaudīti atbilstoši „Baxter” ieteiktajiem ikodekstrīna un maltozes iedarbības limitiem. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazināties ar ražotāju.

Testa veids*

GO = glikozes oksidāze (*glucose oxidase*)

GDH-PQQ = glikozes dehidrogenāze ar pirolahinolīnīnīnu (*glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone*) (piezīme: GDO (*glucose-dye-oxidoreductase*) – glikozes-oskidoireduktāzes krāsu tests ir **nesavietojama** uz PQQ balstīta metode).

GDH-NAD = glikozes dehidrogenāze ar nikotinamīda-adenīna dinukleotīdu (*glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide*)

GDH-FAD = glikozes dehidrogenāze ar flavīna-adenīna dinukleotīdu (*glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide*)

Mut Q-GDH = glikozes dehidrogenāze ar pirolahinolīnīnīnu, modificēta maltozes ietekmes mazināšanai (*glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference*)

Atsauces:

^A Baxter ziņojums 1,33541 “Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometers” (“Ikodekstrīna un tā metabolītu iespējamā mijiedarbība, nosakot glikozes līmeni cilvēka asinīs ar izvēlētajiem glikometriem”).

Lūdzu skatīt EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīduma zāļu aprakstu.

Baxter un EXTRANEAL ir Baxter International Inc. preču zīmes

Citas šajā sarakstā nosauktās preču zīmes vai produkti pieder to īpašniekiem.