

Liste des lecteurs de glycémie spécifique au pays

Nom du pays: Suisse (Switzerland)

Informations importantes

Cette liste mise à jour **Août 2024** n'est pas exhaustive. Le fait que le lecteur de glycémie ou les bandelettes réactives que vous utilisez ne figurent pas dans cette liste NE signifie PAS qu'ils sont compatibles ou incompatibles avec la solution EXTRANEAL DP (Icodextrine). De même, d'autres technologies de lecture de la glycémie ne figurant dans la liste ci-après (telles que les systèmes de contrôle continu de la glycémie) peuvent être compatibles ou non avec EXTRANEAL. **Veillez toujours contacter le fabricant pour obtenir les informations les plus récentes.** Si le fabricant ne peut pas fournir les informations relatives à la compatibilité du dispositif avec l'icodextrine et le maltose, Baxter recommande de NE PAS utiliser le produit chez les patients recevant la solution EXTRANEAL (icodextrine) pour dialyse péritonéale. Baxter se réserve le droit de modifier la présente liste et ne prétend pas qu'elle inclut tous les produits potentiellement incompatibles.

Les fabricants des lecteurs de glycémie mentionnés dans le présent document ont confirmé à Baxter avoir contrôlé leurs glucomètres (selon la norme ISO 15197) par rapport aux valeurs limites recommandées par Baxter pour le maltose et l'icodextrine : 278 mg/dL (maltose) et 1094 mg/dL (icodextrine). Les fabricants ont attesté que dans les conditions mentionnées, les lecteurs marqués en vert dans le présent document n'ont pas révélé d'interférence avec les valeurs de glycémie mesurées. La liste de compatibilité ci-dessous est uniquement valable pour l'utilisation d'un appareil de marque utilisé avec les bandelettes correspondantes. Si l'appareil d'une marque est utilisé avec les bandelettes d'un autre laboratoire, **veuillez toujours contacter le fabricant de ces dernières afin de confirmer leur compatibilité.**

Cette liste a été dressée sur la base d'une recherche: sur Internet, dans la littérature, les études internes de Baxter, les informations des pouvoirs publics, les notices de bandelettes réactives, les alertes de sécurité et les informations fournies directement par les fabricants des produits. Malgré tous les efforts déployés pour fournir des informations exactes et actuelles, Baxter ne fabrique pas ces lecteurs de glycémie et/ou bandelettes réactives et de ce fait, ne peut garantir l'exactitude de ces informations ni à la date de leur publication ni ultérieurement. Veuillez contacter le(s) fabricant(s) des lecteurs de glycémie et des bandelettes réactives pour obtenir les informations les plus récentes sur la compatibilité de leur produit avec la solution EXTRANEAL (icodextrine) pour dialyse péritonéale (DP).

1. La solution EXTRANEAL (icodextrine) pour dialyse péritonéale contient de l'icodextrine. Il se peut que le maltose, un métabolite de l'icodextrine, interfère avec certains lecteurs de glycémie ou certaines bandelettes réactives. Cette interférence peut occasionner des lectures de glycémie faussement élevées lorsque ces glucomètres ou bandelettes sont utilisés.
2. Cette interférence risque de masquer une hypoglycémie réelle ou mener par erreur à un diagnostic d'hyperglycémie. Par conséquent, un test de glycémie réalisé au moyen de ces appareils, donnant un résultat situé dans la fourchette normale ou légèrement au-dessus de celle-ci chez un patient recevant la solution EXTRANEAL (icodextrine) pour dialyse péritonéale, peut masquer une réelle hypoglycémie. Le patient ou le professionnel de santé risque alors de ne pas prendre les mesures appropriées pour ramener la glycémie dans la fourchette normale. Autrement, une lecture de glycémie faussement élevée pourrait amener le patient à prendre plus d'insuline que nécessaire. Ces deux situations peuvent mettre la vie du patient en danger, notamment par une perte de connaissance, un coma, un trouble neurologique ou la mort.
3. Il incombe au personnel de l'unité de dialyse ou au patient de contacter le(s) fabricant(s) du lecteur de glycémie et/ou des bandelettes réactives afin de déterminer si le produit qu'ils utilisent peut entraîner des interférences avec l'icodextrine ou le maltose ou s'il ne mesure que le glucose. De même, il est nécessaire de consulter la notice d'information fournie avec le lecteur de glycémie/les bandelettes réactives.
4. La liste ci-après est fournie uniquement à titre de référence. Cette liste ne constitue pas une recommandation d'utilisation de ces lecteurs de glycémie ou bandelettes réactives.
5. Les compatibilités identifiées sont indiquées dans le tableau ci-dessous. SEULS les lecteurs de glycémie et les bandelettes réactives faisant appel à des méthodes spécifiques au glucose peuvent être utilisés chez les patients recevant la solution EXTRANEAL (icodextrine) pour dialyse péritonéale. Veuillez consulter le fabricant pour vérifier que les lecteurs de glycémie et les bandelettes réactives sont bien spécifiques pour le glucose. La liste indique les coordonnées des fabricants des marques les plus importantes et les plus courantes de glucomètres/bandelettes réactives.

Liste des glucomètres spécifique au pays

Mise à jour: Août 2024

Lecteur de glycémie	Compatible avec la solution Extraneal (icodextrine) pour dialyse péritonéale (spécifique au glucose)	Type de test*	Fabricant
FreeStyle Freedom	Oui	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Abbott (Schweiz) AG Neuhofstrasse 23 Case postale 6341 Baar Tel: 041 768 43 33 Service line: 0800 804 404 www.abbott.ch
FreeStyle Freedom Lite	Oui	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Oui	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	non recommandé	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	non recommandé	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	non recommandé	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	non recommandé	GO	
FreeStyle Optium Neo	Oui	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Oui	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Oui	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Oui	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Oui	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Oui	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Oui	GDH-NAD	
Assure Platinum	Oui	GO	Arkray, Inc. www.arkray.co.jp Axon Lab AG Täferenstrasse 15 5405 Baden-Dättwil Tel: 056 484 80 80 Helpline: 0848 00 29 66 www.axonlab.com
GLUCOCARD 01	Oui	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Oui	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Oui	GO	
GLUCOCARD MX	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Oui	GO	
GLUCOCARD X-meter	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Oui	GO	
GLUCOCARD Σ -mini	Oui	GO	
ReliOn Confirm	Oui	GO	
ReliOn micro	Oui	GO	
ReliOn Prime	Oui	GO	
GLUCOCARD S onyx	Oui	GDH-FAD	
PocketChem BG	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Oui	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Oui	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Oui	GO	
GlucoCard G+ Link	Oui	GO	
GlucoCard Σ +	Oui	GO	
GlucoCard Σ + Link	Oui	GO	

Lecteur de glycémie	Compatible avec la solution Extraneal (icodextrine) pour dialyse péritonéale (spécifique au glucose)	Type de test*	Fabricant
Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next USB Contour Next One Contour Plus Contour Plus Link 2.4 Contour Plus One Contour TS Contour USB Contour XT Contour Next (Connected) Contour Care Contour Plus Blue Contour Plus Elite Contour Next GEN	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care (ancien Bayer Healthcare) www.ascensia.com Ascensia Diabetes Care Switzerland AG Peter Merian-Strasse 90 CH-4052 Basel Hotline: 061 / 544 79 90 www.ascensia-diabetes.ch
OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch SelectPlus Simple OneTouch Select Simple OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraMini OneTouch UltraPlus Flex OneTouch UltraPlus Reflect OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ OneTouch VerioPro+ OneTouch VerioVue OneTouch Verio Reflect	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Lifescan, Inc. www.lifescan.com Division of Cilag AG International Gubelstrasse 34 6300 Zug Tel: 0800 850 905 www.lifescaneurope.com

Lecteur de glycémie	Compatible avec la solution Extraneal (icodextrine) pour dialyse péritonéale (spécifique au glucose)	Type de test*	Fabricant
Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System Nova Pro Glucose/Ketone Meter StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0 StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GO GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Nova Biomedical Switzerland GmbH Herostrasse 7 8048 Zürich Tel: +41 41 521 66 55 www.novabio.us ch-info@novabio.com
Accu-Chek Active Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Connect Accu-Chek Aviva Expert Accu-Chek Aviva Insight Accu-Chek Aviva Plus² Accu-Chek Aviva Solo Accu-Chek Guide Accu-Chek Guide Me Accu-Chek Inform II Accu-Chek Instant Accu-Chek Instant S Accu-Chek Nano² Accu-Chek Nano SmartView² Accu-Chek Mobile Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Connect Accu-Chek Performa Insight Accu-Chek Performa Solo Accu-Chek Guide Solo	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD	Roche Diagnostics www.accu-chek.com Roche Diagnostics Schweiz AG Industriestrasse 7 6343 Rotkreuz Hotline: 0800 803 303 Tel: 0800 80 66 80 www.roche-diagnostics.ch
TRUE METRIX TRUE METRIX GO TRUE METRIX Air TRUEresult³ TRUEresult Twist 2³ TRUEyou³	Oui Oui Oui non recommandé non recommandé non recommandé	GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Trividia Health Inc. www.trividiahealth.com 2400 N.W. 55th Court Fort Lauderdale, FL 33309 USA Tel: 001 800 803 6025 E-Mail-Adresse: customercare@trividiahealth.com

Lecteur de glycémie	Compatible avec la solution Extraneal (icodextrine) pour dialyse péritonéale (spécifique au glucose)	Type de test*	Fabricant
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Oui	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com Tel: +41 71 722 9840
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Oui	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Oui	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Oui	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Oui	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Oui	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Oui	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Oui	GO	

Lecteur de glycémie	Compatible avec la solution Extraneal (icodextrine) pour dialyse péritonéale (spécifique au glucose)	Type de test*	Fabricant
iGlucose Blood Glucose Monitoring System GE333 Blood Glucose Monitoring System Quintet AC Blood Glucose Monitoring System MyLife Pura Blood Glucose Monitoring System MyLife Unio Blood Glucose Monitoring System MyLife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System MyLife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GO GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	
HemoCue Glucose 201+ HemoCue Glucose 201 RT HemoCue Glucose 201 DM HemoCue Glucose 201 DM RT	Oui Oui Oui Oui	GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD	HemoCue AB Sweden Vertrieb: Radiometer RSCH GmbH Zürcherstrasse 66 8800 Thalwil www.radiometer.ch Tel: 044 723 11 60
MyStar Extra MyStar Plus BGStar	Oui Oui Oui	GO GO GO	AgaMatrix, Inc. (Sanofi-aventis (Suisse) SA), route de Montfleury 3 1214 Vernier/GE www.sanofi.ch Tel: +41 58 440 21 00

Lecteur de glycémie	Compatible avec la solution Extraneal (icodextrine) pour dialyse péritonéale (spécifique au glucose)	Type de test*	Fabricant
Wellion CALLA Light	Oui	GO	MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H. Gewerbepark 10 A-7221 Marz www.medtrust.at Tel.: 0043 2626/64190 # Hersteller: Agamatrix/USA
Wellion CALLA Dialog	Oui	GO	
Wellion CALLA Mini	Oui	GO	
Wellion LUNA Trio	Oui	GO	
Wellion GALILEO GLU/KET	Oui	GO	
Wellion GALILEO GLU/KET Plus	Oui	GO	
Wellion GALILEO GLU/CHOL	Oui	GO	
Wellion GALILEO GLU/CHOL Plus	Oui	GO	
Wellion GALILEO GLU/KET BTE	Oui	GO	
Wellion GALILEO compact	Oui	GO	
Wellion NEWTON GDH-FAD BTE	Oui	GDH-FAD	
GlucoMen areo	Oui	GO	A.Menarini GmbH Thurgauerstr. 36/38 8050 Zürich www.menarini.ch Tel.: +41 44 307 44 20
GlucoMen areo 2K	Oui	GO	
GlucoMen areo GK	Oui	GO	

¹ Ces appareils de la marque Abbott (avec les modèles Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 et Medtronic iPro2) sont les systèmes de surveillance continue du glucose de premier plan et **ne sont pas recommandés** par leur fabricants pour l'utilisations dans les patientes de dialyse. Malgré qu'ils utilisent un réactif GO, il n'y a au moment aucune preuve scientifique définitive de leur compatibilité avec Extraneal. Veuillez contacter le fabricant pour des informations ultérieures.

² Les lecteurs de glycémie ACCU-CHEK Nano (pas Aviva ni Performa) et ACCU-CHEK Aviva Plus sont EXCLUSIVEMENT disponibles aux USA et requièrent des bandelettes réactives étiquetées ACCU-CHEK SmartView et/ou ACCU-CHEK Aviva Plus. Ces systèmes utilisent les bandelettes réactives Mut Q-GDH (**compatibles**). Veuillez contacter le fabricant pour vérifier la compatibilité.

³ Les moniteurs TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2 et TRUEyou n'ont pas été testés avec les limites recommandées par Baxter pour l'icodextrine et le maltose. L'utilisation de ces moniteurs n'était donc **pas recommandée** pour les patients sous dialyse.

Type de test (Test Type)*

- GO** = glucose oxidase (glucose oxidase)
- GDH-NAD** = glucose-déshydrogénase avec nicotinamide adénine dinucléotide (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)
- GDH-FAD** = glucose-déshydrogénase avec flavine-adénine dinucléotide (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)
- Mut Q-GDH** = glucose-déshydrogénase avec pyrroloquinoléine quinone modifié pour éviter toute interférence avec le maltose (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Veuillez consulter l'intégralité de l'information professionnelle sur la solution EXTRANEAL (icodextrine) pour dialyse péritonéale. Baxter et EXTRANEAL sont des marques de Baxter International Inc.

Les autres marques ou produits mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.