

国家特定血糖仪名单

国家名称: 中国 (China)

重要信息

这并非完整的清单，是截止至 2024 年 7 月 26 日最新的清单。未能列入本清单的血糖仪或试纸，并不表示该产品与 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）是否兼容。同样的，其他未列于下方的血糖检测技术（例如连续性血糖检测系统）亦不表示该类技术是否与 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）兼容。**请联络相应的医疗器械制造商取得最新的适配信息。**如果制造商不能提供其设备与 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）以及麦芽糖是否兼容的信息，百特公司不建议使用 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）的患者使用其产品。百特公司保留修改此清单的权利，无须通知，这并不代表这份清单包括所有可能与 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）不兼容的产品。

下列血糖仪制造商已向百特公司出具证明，已依据以下百特公司建议的限值使用麦芽糖以及艾考糊精（依据 ISO 15197）测试该公司的血糖仪：278mg/dL（麦芽糖）以及 1094mg/dL（艾考糊精）。制造商已认证该公司之“绿色字体”血糖仪（如下所述）的血中葡萄糖数值不受干扰。请注意，以下的兼容列表仅适用于该品牌血糖仪及相对应品牌的试纸。如果某品牌血糖仪使用其他制造商的试纸，**请联络试纸制造商取得最新信息。**

这份清单是参考下列内容编辑而成：网络、文献、百特公司内部研究、政府部门的信息、血糖试纸宣传单、安全性警示以及直接来自产品制造商的信息。百特公司已尽力提供最新的正确信息，然而这些血糖仪或试纸并非百特公司产品，因此无法保证这些信息的正确性（无论是最初发布的还是之后发布的信息）。在同时使用 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）腹透治疗与血糖仪及试纸之前，请联络血糖仪以及试纸制造商，索取最新的兼容性信息。

1. EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）含有艾考糊精。麦芽糖是艾考糊精的代谢产物之一，可能会干扰某些血糖仪以及试纸的血糖测量。当使用这些血糖仪及试纸时，可能会因干扰而测得假性升高的血糖数值。
2. 这种干扰可能会掩盖实际低血糖的情况，或导致高血糖的误判。因此，使用 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）的患者，使用上述血糖仪或试纸测得正常或偏高的血糖值时，可能会掩盖实际上是低血糖的情况。这可能使患者或专业医护人员无法采取适当措施，使血糖恢复到正常范围内。然而，假阳性升高的血糖值可能导致患者使用过量的胰岛素。这些状况都会导致危及生命的情形，包括失去意识、昏迷、神经损伤或死亡。
3. 请透析中心或患者联络血糖仪及/或试纸制造商，确定所使用的试纸是否会受到艾考糊精或麦芽糖的干扰。同样也请详阅血糖仪及试纸所附的产品信息。
4. 下列清单仅供参考。不代表本公司推荐使用这些血糖仪或试纸。
5. 已确认的兼容性信息列于以下表格中。**使用 EXTRANEAL（艾考糊精腹膜透析液）的患者只能使用具有葡萄糖专一性的血糖仪及试纸。**请联络制造商确认试纸以及血糖仪是否具有葡萄糖专一性。这份清单提供了较为常见的主要品牌制造商的联络信息。

国家/地区特定血糖仪

2024年7月26日更新

血糖仪品牌/型号	是否与 Extraneal (艾考糊精腹膜透析液) 兼容 (具有葡萄糖专一性)	测试方法*	制造商
FreeStyle Freedom	兼容	GDH-FAD	雅培公司 http://www.abbottdiabescare.com 地址: 中国上海市南京西路 388 号仙乐斯广场 39 楼 雅培糖尿病关爱热线: 400 820 3959
FreeStyle Freedom Lite	兼容	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	兼容	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	不建议	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	不建议	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	不建议	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	不建议	GO	
FreeStyle Optium Neo	兼容	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	兼容	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	兼容	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	兼容	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	兼容	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	兼容	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	兼容	GDH-NAD	
Assure Platinum	兼容	GO	
GLUCOCARD 01	兼容	GO	
GLUCOCARD 01-mini	兼容	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	兼容	GO	
GLUCOCARD MX	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	兼容	GO	
GLUCOCARD X-meter	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	兼容	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	兼容	GO	
ReliOn Confirm	兼容	GO	
ReliOn micro	兼容	GO	
ReliOn Prime	兼容	GO	
GLUCOCARD S onyx	兼容	GDH-FAD	
PocketChem BG	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	兼容	GO	
GLUCOCARD PlusCare	兼容	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	兼容	GDH-FAD	
GlucoCard G+	兼容	GO	

血糖仪品牌/型号	是否与 Extraneal (艾考糊精腹膜透析液) 兼容 (具有葡萄糖专一性)	测试方法*	制造商
OneTouch Verio Reflect	兼容	GDH-FAD	
Nova Max Plus	兼容	GO	祺泓康健 http://www.hold-top.net/aboutus/关于nova生物医学公司 电话: 020-81888163
Nova Max Link	兼容	GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter	兼容	GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	兼容	GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter	兼容	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	兼容	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	兼容	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	兼容	GDH-FAD	
StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0	兼容	GO	
StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0	兼容	GO	
Accu-Chek Active	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Combo	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Connect	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Expert	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Insight	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Plus ²	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Solo	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide	兼容	GDH-FAD	
Accu-Chek Guide Me	兼容	GDH-FAD	
Accu-Chek Inform II	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Instant	兼容	GDH-FAD	
Accu-Chek Instant S	兼容	GDH-FAD	
Accu-Chek Nano ²	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Nano SmartView ²	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Mobile	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Combo	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Connect	兼容	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Insight	兼容	Mut Q-GDH	

血糖仪品牌/型号	是否与 Extraneal (艾考糊精腹膜透析液) 兼容 (具有葡萄糖专一性)	测试方法*	制造商
31. 安稳+Home 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
32. 安稳+DZ 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
33. 安稳+Voice DZ 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
34. 安稳+Code DZ 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
35. 安稳+Plus 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
36. SE201 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
37. SP201 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
38. ST201 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
39. SE102 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
40. SE101 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
41. KA101 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
42. SZ101 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
43. SZ202 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
44. 安捷血糖仪	兼容	GDH-FAD	
45. EA-9 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
46. BD101 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
47. 亲智血糖仪	兼容	GDH-FAD	
48. EA-11 型血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
49. EA-12 型血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
50. EA-18 型血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
51. UG-11 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
52. UG-11 Air 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
53. 糖护士手机血糖仪	兼容	GDH-FAD	
54. 糖护士 SPUG 手机血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
55. UG-11 Code 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
56. UG-12 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
57. 易新 101 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
58. KA-11 血糖血酮测试仪	兼容	GDH-FAD	
59. 金准型智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
60. 金准型血糖仪	兼容	GDH-FAD	
61. 金稳型血糖仪	兼容	GDH-FAD	
62. 金智型智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
63. 金智血糖仪	兼容	GDH-FAD	
64. 金准+血糖仪	兼容	GDH-FAD	
65. 金准+Air 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
66. 金智+血糖仪	兼容	GDH-FAD	
67. 金准+智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
68. 金稳+血糖仪	兼容	GDH-FAD	

血糖仪品牌/型号	是否与 Extraneal (艾考糊精腹膜透析液) 兼容 (具有葡萄糖专一性)	测试方法*	制造商
69. 金稳+Air 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
70. 金稳+Pro 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
71. SG-103 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
72. SG-104 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
73. 糖护士金血糖仪	兼容	GDH-FAD	
74. 金悦血糖仪	兼容	GDH-FAD	
75. SLX-120 血脂血糖仪	兼容	GDH-FAD	
76. SLX-121 血脂血糖仪	兼容	GDH-FAD	
77. 真睿 TRUE METRIX 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
78. 真睿 TRUE METRIX AIR 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
79. 真睿 TRUE METRIX GO 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
80. 三诺臻准 1000 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
81. 三诺臻准 2000 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
82. 安捷+血糖仪	兼容	GDH-FAD	
83. GM501 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
84. GM501 Air 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
85. SC301 Air 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
86. SG901 Air 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
87. Safe AQ Plus 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
88. Safe AQ pro I 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
89. Safe AQ pro II 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
90. Safe AQ pro III 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
91. Safe AQ max I 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
92. Safe AQ max II 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
93. Safe AQ max III 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
94. SC401 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
95. SC402 血糖仪	兼容	GDH-FAD	
96. SIGM2-金准智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
97. SIGM2-金智智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
98. SIGM2-金准+智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
99. IGM2-金准型智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
100. IGM2-金智型智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
101. IGM2-金准+智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
102. IGM2-安捷智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
103. IGM2-EA/KA 智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
104. 三诺臻准 5000 智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
105. 三诺臻准 6000 智能血糖仪	兼容	GDH-FAD	
106. EA-19 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	
107. EA-23 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD	

血糖仪品牌/型号	是否与 Extraneal (艾考糊精腹膜透析液) 兼容 (具有葡萄糖专一性)	测试方法*	制造商	
108. UG-23 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD		
109. UG Plus 血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD		
110. YTN11 血压血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD		
111. YTN12 血压血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD		
112. YTN13 血压血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD		
113. YTN15 血压血糖尿酸测试仪	兼容	GDH-FAD		
114. KUG-11 血糖尿酸血酮仪	兼容	GDH-FAD		
115. 三诺臻准 3000 血糖尿酸血酮仪	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	兼容	GDH-FAD		Bionime Corporation www.bionime.com 华广生物技术有限公司 电话: +86 591 6252 3167 +86 400 780 6098 邮箱: info@bionime.com 地址: 福建省福州市平潭县平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	兼容	GDH-FAD		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	兼容	GO		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	兼容	GO		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	兼容	GO		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	兼容	GO		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	兼容	GO		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	兼容	GO		

血糖仪品牌/型号	是否与 Extraneal (艾考糊精腹膜透析液) 兼容 (具有葡萄糖专一性)	测试方法*	制造商
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	兼容	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	兼容	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	兼容	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	兼容	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	兼容	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	兼容	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	兼容	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	兼容	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	兼容	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	兼容	GDH-FAD	

血糖仪品牌/型号	是否与 Extraneal (艾考糊精腹膜透析液) 兼容 (具有葡萄糖专一性)	测试方法*	制造商
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel	兼容	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual	兼容	GDH-FAD	

¹这些雅培公司的血糖仪 (Dexcom G4 Platinum、G5 Mobile、G6 和 Medtronic iPro2) 为持续式血糖监测系统 (CGM; 持续血糖仪) 的主要机制, 并且制造商**不建议**将这些血糖仪用于透析病患。目前除了有 GO 为主的化学检测法, 并无确切的科学证据证实其与 Extraneal 的兼容性。请详询制造商索取更多信息。

²ACCU-CHEK Nano (非 Aviva 或 Performa) 以及 ACCU-CHEK Aviva Plus 血糖监测系统仅限于在美国使用, 分别使用 ACCU-CHEK Aviva Plus 品牌的试纸。上述系统使用 Mut Q-GDH (**兼容**) 试纸。请详询制造商索取更多信息。

³TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, 这些血糖仪未使用百特推荐的艾考糊精和麦芽糖限值进行测试。因此, 这些血糖仪**不推荐**用于透析患者。

测试方法*

GO = 葡萄糖氧化酶 (Glucose oxidase)

GDH-NAD = 葡萄糖去氢酶 (Glucose dehydrogenase) - 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (Nicotinamide-adenine dinucleotide)

GDH-FAD = 葡萄糖去氢酶 (Glucose dehydrogenase) - 黄素腺嘌呤二核苷酸 (Flavin-adenine dinucleotide)

Mut Q-GDH = 经过修改去除麦芽糖干扰之葡萄糖去氢酶 (Glucose dehydrogenase) - 吡咯喹啉醌 (Pyrroloquinolinequinone) 检测方法

请参阅 EXTRANEAL (艾考糊精腹膜透析液) 的完整处方信息。

百特和 EXTRANEAL 是 Baxter International Inc. 的商标。

本文件中出现的其他商标或产品为其各自所有者的财产。