

# Liste des lecteurs de glycémie par nom de marque et par fabricant

Nom du pays : France

## Information Importante :

Le présent document est une liste non exhaustive mise à jour le **05 Août 2024**. L'absence d'un lecteur de glycémie ou de bandelettes réactives dans cette liste n'implique PAS sa compatibilité ou incompatibilité avec la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine). De la même façon, d'autres systèmes de mesure du glucose non listés dans ce document (comme les systèmes de surveillance continue de la glycémie) pourraient être ou pas compatibles avec Extraneal. **Le fabricant du système de contrôle de la glycémie doit toujours être contacté pour obtenir une information actualisée.** Si le fabricant du système de contrôle n'est pas en mesure de vous donner les informations concernant la compatibilité du dispositif concerné avec l'icodextrine et le maltose, Vantive recommande de ne PAS utiliser ce produit avec les patients sous Extraneal. Vantive se réserve le droit de modifier cette liste à tout moment sans préavis.

Cette liste est le résultat d'une recherche selon diverses sources d'information : Internet, littérature, études internes à Vantive, informations des autorités, notices des bandelettes réactives, alertes de sécurité et informations directes obtenues auprès des fabricants des lecteurs de glycémie. Malgré les actions faites pour fournir des informations précises et actualisées, Vantive ne fabrique pas de bandelettes réactives pour les lecteurs de glycémie et ne peut donc pas garantir l'exactitude de cette information à l'origine et au cours du temps. Veuillez entrer en contact avec les fabricants des bandelettes réactives des lecteurs de glycémie pour obtenir l'information la plus récente sur la compatibilité avec la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine).

1. La solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (Icodextrine) contient de l'icodextrine. Le maltose, un métabolite de l'icodextrine, peut interférer avec certains lecteurs de glycémie ou certaines bandelettes réactives. Cette interférence aura comme conséquence une lecture faussement élevée de la glycémie en utilisant certains lecteurs de glycémie ou certaines bandelettes réactives.
2. Cette interférence peut masquer une véritable hypoglycémie ou conduire à un diagnostic erroné d'une hyperglycémie. Ainsi, une lecture de glycémie égale ou supérieure au taux normal peut masquer une véritable diminution de la glycémie chez un patient traité avec EXTRANEAL (Icodextrine), solution pour dialyse péritonéale et utilisant certains lecteurs de glycémie ou bandelettes réactives. Ceci pourrait conduire au fait que le patient ou le professionnel de santé ne prenne pas les mesures appropriées pour ramener la glycémie à un niveau normal. Une lecture faussement élevée de la glycémie peut entraîner chez un patient l'administration d'insuline en quantité plus que nécessaire. Chacune de ces deux situations peut mener à des événements représentant un danger pour la vie du patient, comprenant perte de conscience, coma, dommages neurologiques ou décès.
3. Le service de dialyse péritonéale ou le patient devra entrer en contact avec le(s) fabricant(s) du lecteur de glycémie et/ou des bandelettes réactives pour savoir si le lecteur de glycémie ou les bandelettes réactives qu'ils emploient, sont concernés par l'interférence avec l'icodextrine ou le maltose, ou s'ils mesurent spécifiquement le glucose. En outre, consulter la notice du produit accompagnant le lecteur de glycémie et/ou les bandelettes réactives.
4. La liste suivante est fournie uniquement à titre informatif. Cette liste ne constitue pas une recommandation pour l'utilisation de ces lecteurs de glycémie ou des bandelettes réactives.
5. **ATTENTION**, seuls les lecteurs de glycémie et les bandelettes réactives spécifiques du glucose devront être employés chez les patients traités par EXTRANEAL (Icodextrine), solution pour dialyse péritonéale. Si vous employez des bandelettes différentes, veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier qu'elles sont spécifiques du glucose. La liste fournit les coordonnées des marques principales et les plus répandues des fabricants de lecteurs de glycémie et de bandelettes réactives.

## LISTE DES LECTEURS DE GLYCEMIE

Mise à jour du 05 Août 2024

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
FreeStyle Freedom FreeStyle Freedom Lite FreeStyle Lite FreeStyle Libre FreeStyle Libre Pro FreeStyle Libre 2 FreeStyle Libre 3 FreeStyle Optium Neo FreeStyle Optium Neo H FreeStyle Papillon Vision FreeStyle Precision Neo FreeStyle Precision Pro Optium Xido Neo Precision Xceed Pro	Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.	<b>Abbott Diabetes Care</b> <a href="http://www.abbottdiabetescare.com">www.abbottdiabetescare.com</a> Tel: 0 800 10 11 56
Assure Platinum GLUCOCARD 01 GLUCOCARD 01-mini GLUCOCARD 01-mini plus GLUCOCARD MX GLUCOCARD S GLUCOCARD SM GLUCOCARD Vital GLUCOCARD X-meter GLUCOCARD X-mini GLUCOCARD X-mini plus GLUCOCARD Σ GLUCOCARD Σ-mini ReliOn Confirm ReliOn micro ReliOn Prime GLUCOCARD S onyx PocketChem BG GLUCOCARD W GLUCOCARD PlusCare GLUCOCARD Prime GlucoCard G+ GlucoCard G+ Link GlucoCard Σ+ GlucoCard Σ+ Link	Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.	<b>Arkray, Inc.</b> <a href="http://www.arkray.co.jp">www.arkray.co.jp</a> Tel: 0 800 50 30 33

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
<p>Breeze 2  Contour  Contour Link  Contour Next  Contour Next EZ  Contour Next Link  Contour Next Link 2.4  Contour Next USB  Contour Next One  Contour Plus  Contour Plus Link 2.4  Contour Plus One  Contour TS  Contour USB  Contour XT  Contour Next (Connected)  Contour Care  Contour Plus Blue  Contour Plus Elite  Contour Next GEN</p>	<p>Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.</p>	<p><b>Ascensia Diabetes Care</b>  (formerly Bayer Healthcare)  <a href="http://www.ascensia.com">www.ascensia.com</a>  Tel: 0 800 34 22 38</p>
<p>OneTouch SelectPlus  OneTouch SelectPlus Flex  OneTouch SelectPlus Simple  OneTouch Select Simple  OneTouch Ultra 2  OneTouch UltraEasy  OneTouch UltraMini  OneTouch UltraPlus Flex  OneTouch UltraPlus Reflect  OneTouch UltraVue  OneTouch Verio  OneTouch VerioFlex  OneTouch VerioIQ  OneTouch VerioPro+  OneTouch VerioVue  OneTouch Verio Reflect</p>	<p>Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.</p>	<p><b>Lifescan, Inc.</b>  <a href="http://www.lifescan.com">www.lifescan.com</a>  Tel: 0 800 459 459</p>

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System Nova Pro Glucose/Ketone Meter StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0 StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0	Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.	<b>Nova Biomedical</b> <a href="http://www.novabiomedical.com">www.novabiomedical.com</a> Tel: 01 64 86 11 74
Accu-Chek Active Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Connect Accu-Chek Aviva Expert Accu-Chek Aviva Insight Accu-Chek Aviva Plus <sup>2</sup> Accu-Check Aviva Solo Accu-Chek Guide Accu-Chek Guide Me Accu-Chek Inform II Accu-Chek Instant Accu-Chek Instant S Accu-Chek Nano Accu-Chek Nano SmartView Accu-Chek Mobile Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Connect Accu-Chek Performa Insight Accu-Check Performa Solo Accu-Chek Guide Solo		
TRUE METRIX TRUE METRIX GO TRUE METRIX Air TRUEresult TRUEresult Twist 2 TRUEyou	Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.	<b>Trividia Health</b> <a href="http://www.trividiahealth.com">www.trividiahealth.com</a> E-Mail: <a href="mailto:cs@trividiahealth.com">cs@trividiahealth.com</a> Tel: N/A

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	<p data-bbox="683 953 1097 1073">Veuillez entrer en contact avec le fabricant pour vérifier que les méthodes de tests sont spécifiques du glucose.</p> <p data-bbox="1179 984 1458 1073"><b>Bionime Corporation</b> <a href="http://www.bionime.com">www.bionime.com</a> Tel : 0800 371 688</p>	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333		
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250		
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260		
GE100 Blood Glucose Monitoring System		
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System		
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System		

Marque du lecteur de glycémie	Fabricant	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System		
GE333 Blood Glucose Monitoring System		
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System		
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System		
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System		
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System		
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System		
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System		
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System		
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System		
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System		
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System		
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel		
Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual		

Il est conseillé aux professionnels de santé de consulter la lettre d'information et bon de commande lors de la prescription d'EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale contenant de l'icodextrine, rappelant les précautions à prendre pour la mesure de la glycémie des patients en dialyse péritonéale utilisant la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL.

Vantive met à la disposition des services ou centres qui assurent le suivi des patients en dialyse péritonéale des outils permettant d'informer le personnel soignant que le patient utilise Extraneal, qu'il soit en consultation dans le service de dialyse, à domicile, hospitalisé ou pris en charge en urgence.

- des étiquettes autocollantes que le professionnel de santé du centre de dialyse doit apposer sur le dossier dialyse de chaque patient,
- des tampons encres que les néphrologues et diabétologues apposent sur les ordonnances afin d'alerter et de coordonner au mieux l'ensemble des professionnels intervenant dans le parcours de soins de ces patients,
- des cartes portefeuilles et des dossiers d'admission que le professionnel de santé du centre de dialyse remettra au patient au moment de l'entrée en dialyse, le dossier d'admission contenant une lettre destinée aux professionnels de santé lors d'une admission à l'hôpital.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> ou visiter notre site [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com).

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Veillez consulter attentivement les informations pour la prescription d'EXTRANEAL (Icodextrine), Solution pour Dialyse Péritonéale. Vantive et Extraneal sont des marques déposées de Vantive Health LLC ou de ses filiales. D'autres marques déposées ou produits cités ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

VANTIVE SAS se conforme à la réglementation applicable en matière de données personnelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis de confidentialité sur <http://www.vantive.eu/privacy-notice>.