

## Перечень глюкометров для конкретной страны

**Название страны:** Казахстан (Kazakhstan)

### **Важная информация:**

Данный перечень не является исчерпывающим, он актуален на **20 Июля 2023 года**. Отсутствие определенного глюкометра или тест-полосок в данном перечне НЕ свидетельствует о его/их совместимости или несовместимости с раствором для перитонеального диализа (ПД) ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин). Аналогичным образом, отсутствие другого оборудования для измерения уровня глюкозы в перечне ниже (такого как системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы) не свидетельствует об их совместимости или несовместимости с раствором ЭКСТРАНИЛ. **Для получения актуальной информации всегда следует обращаться к производителю устройства.** Если производитель не может предоставить информацию, касающуюся совместимости устройства с икодекстрином и мальтозой, компания «Бакстер» НЕ рекомендует применять его у пациентов, которые получают препарат ЭКСТРАНИЛ. Компания «Бакстер» оставляет за собой право изменять этот список без предварительного уведомления и не утверждает, что он включает в себя все потенциально несовместимые продукты.

Перечисленные производители глюкометров удостоверили компанию «Бакстер», что они протестировали (в соответствии с ISO 15197) свои глюкометры с использованием мальтозы и икодекстрина в рекомендуемых компанией «Бакстер» пределах значений: 278 мг/дл (мальтоза) и 1094 мг/дл (икодекстрин). Производители подтвердили, что эти условия не приводили к искажению показаний уровня глюкозы в крови при оценке с помощью их глюкометров, которые обозначены зеленым цветом ниже. Обратите внимание, что приведенный ниже список совместимости устройств актуален только при использовании глюкометров торговых марок с тест-полосками соответствующих торговых марок. Если глюкометр одной торговой марки используется с тест-полосками другого производителя, **необходимо обратиться к производителю тест-полосок для получения актуальной информации.**

Этот список составлен на основе результатов поиска данных в Интернете, литературе, внутренних исследованиях компании Baxter, информации от государственных учреждений, информации брошюр к тест-полоскам, предупреждений по технике безопасности и прямой информации от производителей продукции. Несмотря на то, что были предприняты усилия для предоставления точной и актуальной информации, компания Baxter не производит эти глюкометры или тест-полоски и, таким образом, не гарантирует первоначальную или постоянную точность этой информации. Пожалуйста, свяжитесь с производителем (ями) глюкометра и тест-полоски для получения последней информации о совместимости перед использованием в сочетании с раствором для перитонеального диализа (ПД) Экстранил (икодекстрин).

1. Раствор для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин) содержит икодекстрин. Мальтоза, метаболит икодекстрина, может искажать результаты измерения, проведенного с помощью определенных глюкометров или тест-полосок. В результате такого искажения показатели уровня глюкозы при использовании этих глюкометров или тест-полосок могут оказаться ошибочно завышенными.
2. В результате такого искажения возможен пропуск истинной гипогликемии или постановка ошибочного диагноза гипергликемии. Таким образом, полученные с помощью таких глюкометров или тест-полосок показания уровня глюкозы в крови, находящиеся в пределах или выше диапазона нормальных значений у пациента, который получает раствор для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин), могут скрыть истинно низкий уровень глюкозы в крови. Это может привести к тому, что пациент или медицинский работник не предпримут надлежащих мер для нормализации уровня глюкозы в крови. И наоборот, ошибочно завышенное показание уровня глюкозы в крови может привести к тому, что пациент получит больше инсулина, чем необходимо. Обе эти ситуации могут привести к развитию явлений, угрожающих жизни, включая потерю сознания, кому, неврологические нарушения или смерть.
3. Сотрудники отделения диализа или пациент должны связаться с производителем глюкометра и/или тест-полосок, чтобы уточнить, не искажают ли икодекстрин или мальтоза результаты их глюкометра или тест-полосок. Также необходимо ознакомиться с информацией об изделии, прилагаемой к глюкометру и тест-полоскам.
4. Следующий список носит исключительно справочный характер. Данный перечень не является рекомендацией к использованию представленных в нем глюкометров или тест-полосок.
5. Установленная совместимость устройств представлена в таблице ниже. Пациентам, которым вводится раствор для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин), следует использовать ТОЛЬКО глюкозоспецифические глюкометры и тест-полоски. Чтобы убедиться в том, что тест-полоски и глюкометр являются глюкозоспецифическими, необходимо связаться с производителем. Данный перечень содержит контактные данные наиболее распространенных, крупных производителей глюкометров.

## ГЛЮКОМЕТРЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ДАННОЙ СТРАНЫ

Обновлено 20 Июля 2023 г.

Марка глюкометра	Совместимость с раствором для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин) (глюкозоспецифический глюкометр)	Вид испытания*	Производитель
FreeStyle Freedom	Да	GDH-FAD	<b>Abbott Diabetes Care</b> <a href="http://www.abbottdiabetescare.com">www.abbottdiabetescare.com</a>  Адрес: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16а, строение 1, Бизнес-центр «Метрополис»  Телефон: +7 (495) 258-42-80  Факс: +7 (495) 258-42-81
FreeStyle Freedom Lite	Да	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Да	GDH-FAD	
FreeStyle Libre <sup>1</sup>	Не рекомендуется	GO	
FreeStyle Libre Pro <sup>1</sup>	Не рекомендуется	GO	
FreeStyle Libre 2 <sup>1</sup>	Не рекомендуется	GO	
FreeStyle Libre 3 <sup>1</sup>	Не рекомендуется	GO	
FreeStyle Optium Neo	Да	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Да	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Да	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Да	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Да	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Да	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Да	GDH-NAD	
Assure Platinum	Да	GO	<b>Arkray, Inc.</b> <a href="http://www.arkray.co.jp">www.arkray.co.jp</a>  Телефон: +31-20-545-24-50  Официального представительства в странах СНГ нет, проверяйте информацию у продавцов.
GLUCOCARD 01	Да	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Да	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Да	GO	
GLUCOCARD MX	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Да	GO	
GLUCOCARD X-meter	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Да	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Да	GO	
ReliOn Confirm	Да	GO	
ReliOn micro	Да	GO	
ReliOn Prime	Да	GO	
GLUCOCARD S onyx	Да	GDH-FAD	
PocketChem BG	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Да	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Да	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Да	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Да	GO	
GlucoCard G+ Link	Да	GO	
GlucoCard Σ+	Да	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Да	GO	

Марка глюкометра	Совместимость с раствором для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин) (глюкозоспецифический глюкометр)	Вид испытания*	Производитель
Breeze 2	Да	GO	<b>Ascensia Diabetes Care</b> (ранее Bayer Healthcare) <a href="http://www.ascensia.com">www.ascensia.com</a>  <b>Телефон: +7 (7172) 44-93-62</b>  Официального представительства в странах СНГ нет, проверьте информацию у продавцов.
Contour	Да	GDH-FAD	
Contour Link	Да	GDH-FAD	
Contour Next	Да	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Да	GDH-FAD	
Contour Next Link	Да	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Да	GDH-FAD	
Contour Next USB	Да	GDH-FAD	
Contour Next One	Да	GDH-FAD	
Contour Plus	Да	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Да	GDH-FAD	
Contour Plus One	Да	GDH-FAD	
Contour TS	Да	GDH-FAD	
Contour USB	Да	GDH-FAD	
Contour XT	Да	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Да	GDH-FAD	
Contour Care	Да	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Да	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Да	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Да	GDH-FAD	
OneTouch Select	Да	GO	<b>Lifescan, Inc.</b> <a href="http://www.lifescan.com">www.lifescan.com</a>  <b>Телефон: 8-800-200-83-53</b>  <b>Адрес:</b> Москва, Крылатская улица, дом 17 корпус 4, эт 2 пом 1 ком 2
OneTouch SelectPlus	Да	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Да	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Да	GO	
OneTouch Select Simple	Да	GO	
OneTouch Ultra 2	Да	GO	
OneTouch UltraEasy	Да	GO	
OneTouch UltraMini	Да	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Да	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Да	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Да	GO	
OneTouch Verio	Да	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Да	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Да	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Да	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Да	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Да	GDH-FAD	

Марка глюкометра	Совместимость с раствором для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин) (глюкозоспецифический глюкометр)	Вид испытания*	Производитель
<p>Nova Max Plus</p> <p>Nova Max Link</p> <p>StatStrip Hospital Glucose Meter</p> <p>StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System</p> <p>StatStrip Xpress Glucose Meter</p> <p>StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System</p> <p>StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System</p> <p>Nova Pro Glucose/Ketone Meter</p>	<p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p>	<p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>GDH-FAD</p>	<p>Nova Biomedical</p> <p><a href="http://www.novabiomedical.com">www.novabiomedical.com</a></p> <p>Телефон: 1-781-894-0800</p> <p>Официального представительства в странах СНГ нет, проверяйте информацию у продавцов.</p>
<p>Accu-Chek Active</p> <p>Accu-Chek Aviva</p> <p>Accu-Chek Aviva Combo</p> <p>Accu-Chek Aviva Connect</p> <p>Accu-Chek Aviva Expert</p> <p>Accu-Chek Aviva Insight</p> <p>Accu-Chek Aviva Plus<sup>2</sup></p> <p>Accu-Chek Aviva Solo</p> <p>Accu-Chek Guide</p> <p>Accu-Chek Guide Me</p> <p>Accu-Chek Inform II</p> <p>Accu-Chek Instant</p> <p>Accu-Chek Instant S</p> <p>Accu-Chek Nano<sup>2</sup></p> <p>Accu-Chek Nano SmartView<sup>2</sup></p> <p>Accu-Chek Mobile</p> <p>Accu-Chek Performa</p> <p>Accu-Chek Performa Combo</p> <p>Accu-Chek Performa Connect</p> <p>Accu-Chek Performa Insight</p> <p>Accu-Chek Performa Solo</p> <p>Accu-Chek Guide Solo</p>	<p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p>	<p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>Mut Q-GDH</p> <p>GDH-FAD</p>	<p>Roche Diagnostics</p> <p><a href="http://www.accu-chek.com">www.accu-chek.com</a></p> <p>Телефон: Круглосуточная горячая линия <b>8-800-200-88-99</b>. Звонок бесплатный.</p> <p>Адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, Бизнес-Центр «Вивальди Плаза»</p>
<p>TRUE METRIX</p> <p>TRUE METRIX GO</p> <p>TRUE METRIX Air</p> <p>TRUEresult<sup>3</sup></p> <p>TRUEresult Twist 2<sup>3</sup></p> <p>TRUEyou<sup>3</sup></p> <p>TRUEtrack<sup>3</sup></p> <p>TRUEresult</p>	<p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Не рекомендуется</p> <p>Не рекомендуется</p> <p>Не рекомендуется</p> <p>Не рекомендуется</p> <p>Нет</p>	<p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p> <p>GO</p> <p>GDH-PQQ</p>	<p>Trividia Health</p> <p><a href="http://www.trividiahealth.com">www.trividiahealth.com</a></p> <p>Телефон: 1-800-803-6025</p> <p>Официального представительства в странах СНГ нет, проверяйте информацию у продавцов.</p>
<p>Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700</p> <p>Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro</p>	<p>Да</p> <p>Да</p>	<p>GDH-FAD</p> <p>GDH-FAD</p>	<p>Bionime Corporation</p> <p><a href="http://www.bionime.com">www.bionime.com</a></p> <p>Телефон: +41 71 722 9840</p> <p>Факс: +41 71 722 9843</p>

Марка глюкометра	Совместимость с раствором для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин) (глюкозоспецифический глюкометр)	Вид испытания*	Производитель
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Да	GDH-FAD	Официального представительства в странах СНГ нет, проверяйте информацию у продавцов.
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Да	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Да	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Да	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Да	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Да	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Да	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Да	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Да	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Да	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	

Марка глюкометра	Совместимость с раствором для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин) (глюкозоспецифический глюкометр)	Вид испытания*	Производитель
MyLife Pura Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
MyLife Unio Blood Glucose Monitoring System	Да	GDH-FAD	
MyLife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Да	GDH-FAD	
MyLife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Да	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Да	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Да	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Да	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Да	GDH-FAD	

<sup>1</sup> Эти глюкометры компании «Эббот» (а также Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 и Medtronic iPro2) являются ведущими системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM) и **не рекомендуются** их производителями для использования у пациентов, находящихся на диализе. Несмотря на использование глюкозооксидазного метода, в настоящее время нет точных научных доказательств их совместимости с препаратом Экстранил. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с производителем.

<sup>2</sup> Системы измерения уровня глюкозы ACCU-CHEK Nano (не Aviva или Performa) и ACCU-CHEK Aviva Plus доступны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в Соединенных Штатах и используются с тест-полосками марок ACCU-CHECK SmartView и ACCU-CHEK Aviva Plus, соответственно. Данные системы используются с полосками Mut Q-GDH (**совместимыми**). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с производителем.

<sup>3</sup> Мониторы TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, Truetrack не были протестированы с учетом рекомендуемых Бакстером пределов для икодекстрина и мальтозы. Таким образом, эти мониторы **не рекомендуются** использовать пациентам, находящимся на диализе.

#### **Вид испытания (Test Type)\***

**GO** = glucose oxidase

**GDH-PQQ** = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: GDO, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

**GDH-NAD** = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

**GDH-FAD** = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

**Mut Q-GDH** = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией инструкции по медицинскому применению раствора для ПД ЭКСТРАНИЛ (икодекстрин).

«Бакстер» и ЭКСТРАНИЛ являются торговыми марками компании «Бакстер Интернешнл Инк».

Другие торговые знаки или продукты, встречающиеся в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.