

Valstij specifisko glikometru saraksts

Valsts: Latvija (*Latvia*)

Svarīga informācija

Turpmāk tekstā norādīts glikometru saraksts, kas stājas spēkā no **05.07.2024**, bet tas nav visaptverošs. Ja sarakstā nav Jūsu izmantotais glikometrs vai testa strēmeles, tas NENOZĪMĒ, ka tie būs savietojami vai nesavietojami ar EXTRANEAL (ikodekstrīns) peritoneālās dialīzes (PD) šķīdumu. Tas attiecas arī uz citām, turpmāk tekstā neminētām, glikozes līmeņa noteikšanas metodēm (piemēram, glikozes līmeņa ilgstošās uzraudzības sistēmām) – tās var būt vai nebūt savietojamas ar EXTRANEAL. **Lai iegūtu jaunāko informāciju, vienmēr sazinieties ar ražotāju.** Ja ražotājs nevar nodrošināt informāciju par ierīču savietojamību ar ikodekstrīnu un maltozi, tad Baxter NEIESAKA tās izmantot EXTRANEAL pacientiem. „Baxter” patur sev tiesības mainīt šo sarakstu bez brīdinājuma un neapgalvo, ka tas ietver visas potenciāli nesavietojamās ierīces.

Ražotājs „Baxter” ir saņēmis apliecinājumu no norādītajiem glikometru ražotājiem par to, ka viņi ir veikuši glikometru pārbaudes (saskaņā ar ISO 15197) ar maltozi un ikodekstrīnu, atbilstoši Baxter ieteiktajiem limitiem: 278 mg/dL (maltozei) un 1094 mg/dL (ikodekstrīnam). Ražotāji apliecināja, ka turpmāk minētie zaļā krāsā atzīmētie monitori šādos apstākļos neietekmē asins glikozes rādījumu rezultātus. Lūdzu ņemiet vērā, ka zemāk esošajā savietojamības sarakstā ir iekļauti glikometru zīmola nosaukumi, kurus lieto kopā ar atbilstoša zīmola testa strēmelmēm. Ja zīmola glikomentrs tiek lietots kopā ar cita ražotāja testa strēmelmēm, **vienmēr sazinieties ar testa strēmeļu ražotāju, lai uzzinātu aktuālo informāciju.**

Šis uzskaitījums sastādīts no sekojošiem informācijas avotiem: internets, publikācijas, „Baxter” iekšējie pētījumi, dažādu valstu aģentūras, testa strēmeļu lietošanas instrukcijas, drošuma ziņojumi un tieša informācija no ražotājiem. Kaut gan tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu precīzu jaunāko informāciju, „Baxter” šos glikometrus un testa strēmeles neražo, un tādējādi nevar garantēt sākotnēju vai pastāvīgu informācijas precizitāti. Pirms lietot šos glikometrus vai testa strēmeles vienlaicīgi ar EXTRANEAL (ikodekstrīns) peritoneālās dialīzes (PD) šķīdumu, lūdzu sazinieties ar to ražotāju(iem), lai iegūtu jaunāko informāciju par savietojamību.

1. EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdums satur ikodekstrīnu. Ikodekstrīna metabolīts – maltoze - var ietekmēt noteiktu glikometru vai testa strēmeļu rādījumus. Šādu glikometru vai testa strēmeļu izmantošana var izraisīt maldīgi paaugstinātu glikozes līmeņa rādījumu.
2. Šāda ietekme var maskēt patiesu hipoglikēmiju vai novest pie kļūdainas hiperglikēmijas diagnozes. Tādējādi pacientam, kurš lieto EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdumu, normāls vai paaugstināts asins glikozes rādījums var maskēt patiesi zemu cukura līmeni asinīs. Šāda situācija liegs pacientam vai veselības aprūpes speciālistam attiecīgi rīkoties, lai normalizētu cukura līmeni asinīs. Vai arī, maldinoši paaugstināta asins glikozes līmeņa rādījuma dēļ pacients varētu lietot vairāk insulīna, nekā nepieciešams. Gan vienā, gan otrā gadījumā, var attīstīties pacienta dzīvībai bīstama situācija, tostarp, bezsamaņa, koma, neiroloģiski bojājumi vai nāve.
3. Dialīzes nodaļai vai pacientam vajadzētu sazināties ar glikometru un/vai testa strēmeļu ražotāju(iem), lai noskaidrotu, vai ikodekstrīna un maltozes klātbūtne ietekmē viņu lietotos glikometrus vai testa strēmeles. Jāiepazīstas arī ar informāciju, kas norādīta glikometra vai testa strēmeļu lietošanas instrukcijā.
4. Turpmāk norādītais saraksts ir tikai informatīvs. Tas nesatur ieteikumus glikometru vai testa strēmeļu lietošanai.
5. Tabulā norādīta zināmā savietojamība. Pacientiem, kuri lieto EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdumu, glikozes noteikšanai jāizmanto TIKAI glikozei specifiski glikometri un testa strēmeles. Sazinieties ar ražotāju, lai noskaidrotu, vai glikometrs un testa strēmeles ir glikozei specifiskas. Tabulā norādīta arī visbiežāk lietoto glikometru/testa strēmeļu ražotāju kontaktinformācija.

VALSTIJ-SPECIFISKO GLIKOMETRU SARAKSTS

Atjaunots: 05.07.2024

| Glikometra nosaukums | Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks) | Testa veids* | Ražotājs |
|----------------------------------|--|--------------|---|
| FreeStyle Freedom | Jā | GDH-FAD | Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com tālrs: +37167605650 |
| FreeStyle Freedom Lite | Jā | GDH-FAD | |
| FreeStyle Lite | Jā | GDH-FAD | |
| FreeStyle Libre ¹ | Nav ieteicams | GO | |
| FreeStyle Libre Pro ¹ | Nav ieteicams | GO | |
| FreeStyle Libre 2 ¹ | Nav ieteicams | GO | |
| FreeStyle Libre 3 ¹ | Nav ieteicams | GO | |
| FreeStyle Optium Neo | Jā | GDH-NAD | |
| FreeStyle Optium Neo H | Jā | GDH-NAD | |
| FreeStyle Papillon Vision | Jā | GDH-FAD | |
| FreeStyle Precision Neo | Jā | GDH-NAD | |
| FreeStyle Precision Pro | Jā | GDH-NAD | |
| Optium Xido Neo | Jā | GDH-NAD | |
| Precision Xceed Pro | Jā | GDH-NAD | |
| Assure Platinum | Jā | GO | Arkray, Inc. www.arkray.co.jp tālrs: +37167795240 |
| GLUCOCARD 01 | Jā | GO | |
| GLUCOCARD 01-mini | Jā | GO | |
| GLUCOCARD 01-mini plus | Jā | GO | |
| GLUCOCARD MX | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD S | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD SM | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD Vital | Jā | GO | |
| GLUCOCARD X-meter | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD X-mini | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD X-mini plus | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD Σ | Jā | GO | |
| GLUCOCARD Σ-mini | Jā | GO | |
| ReliOn Confirm | Jā | GO | |
| ReliOn micro | Jā | GO | |
| ReliOn Prime | Jā | GO | |
| GLUCOCARD S onyx | Jā | GDH-FAD | |
| PocketChem BG | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD W | Jā | GO | |
| GLUCOCARD PlusCare | Jā | GDH-FAD | |
| GLUCOCARD Prime | Jā | GDH-FAD | |
| GlucoCard G+ | Jā | GO | |
| GlucoCard G+ Link | Jā | GO | |
| GlucoCard Σ+ | Jā | GO | |
| GlucoCard Σ+ Link | Jā | GO | |

| Glikometra nosaukums | Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks) | Testa veids* | Ražotājs |
|----------------------------|--|--------------|---|
| Breeze 2 | Jā | GO | Ascensia Diabetes Care (iepriekš Bayer Healthcare) www.ascensia.com tālrs: +371 67845563 |
| Contour | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Link | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next EZ | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next Link | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next Link 2.4 | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next USB | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next One | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Plus | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Plus Link 2.4 | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Plus One | Jā | GDH-FAD | |
| Contour TS | Jā | GDH-FAD | |
| Contour USB | Jā | GDH-FAD | |
| Contour XT | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next (Connected) | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Care | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Plus Blue | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Plus Elite | Jā | GDH-FAD | |
| Contour Next GEN | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch SelectPlus | Jā | GO | Lifescan, Inc. www.lifescan.com tālrs: nav vietējā kontakttālrunā |
| OneTouch SelectPlus Flex | Jā | GO | |
| OneTouch SelectPlus Simple | Jā | GO | |
| OneTouch Select Simple | Jā | GO | |
| OneTouch Ultra 2 | Jā | GO | |
| OneTouch UltraEasy | Jā | GO | |
| OneTouch UltraMini | Jā | GO | |
| OneTouch UltraPlus Flex | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch UltraPlus Reflect | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch UltraVue | Jā | GO | |
| OneTouch Verio | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch VerioFlex | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch VerioIQ | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch VerioPro+ | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch VerioVue | Jā | GDH-FAD | |
| OneTouch Verio Reflect | Jā | GDH-FAD | |

| Glikometra nosaukums | Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks) | Testa veids* | Ražotājs | |
|---|--|--------------|--|--|
| Nova Max Plus | Jā | GO | Nova Biomedical www.novabiomedical.com tālrs: +371 66103003 | |
| Nova Max Link | Jā | GO | | |
| StatStrip Hospital Glucose Meter | Jā | GO | | |
| StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System | Jā | GO | | |
| StatStrip Xpress Glucose Meter | Jā | GO | | |
| StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System | Jā | GO | | |
| StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System | Jā | GO | | |
| Nova Pro Glucose/Ketone Meter | Jā | GDH-FAD | | |
| StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0 | Jā | GO | | |
| StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0 | Jā | GO | | |
| Accu-Chek Active | Jā | Mut Q-GDH | | Roche Diagnostics www.accu-chek.com tālrs: +371 800 08886 |
| Accu-Chek Aviva | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Aviva Combo | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Aviva Connect | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Aviva Expert | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Aviva Insight | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Aviva Plus ² | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Aviva Solo | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Guide | Jā | GDH-FAD | | |
| Accu-Chek Guide Me | Jā | GDH-FAD | | |
| Accu-Chek Inform II | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Instant | Jā | GDH-FAD | | |
| Accu-Chek Instant S | Jā | GDH-FAD | | |
| Accu-Chek Nano ² | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Nano SmartView ² | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Mobile | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Performa | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Performa Combo | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Performa Connect | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Performa Insight | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Performa Solo | Jā | Mut Q-GDH | | |
| Accu-Chek Guide Solo | Jā | GDH-FAD | | |
| TRUE METRIX | Jā | GDH-FAD | Trividia Health www.trividiahealth.com tālrs: nav vietējā kontakttālrunā | |
| TRUE METRIX GO | Jā | GDH-FAD | | |
| TRUE METRIX Air | Jā | GDH-FAD | | |
| TRUEresult ³ | Nav ieteicams | GDH-FAD | | |
| TRUEresult Twist 2 ³ | Nav ieteicams | GDH-FAD | | |
| TRUEyou ³ | Nav ieteicams | GDH-FAD | | |

| Glikometra nosaukums | Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks) | Testa veids* | Ražotājs |
|--|--|--------------|---|
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 | Jā | GDH-FAD | Bionime Corporation www.bionime.com |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro | Jā | GDH-FAD | tālr: nav vietējā kontakttālrunā |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2 | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720 | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722 | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System Max | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550 | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280 | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333 | Jā | GO | |
| Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300 | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250 | Jā | GO | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260 | Jā | GO | |
| GE100 Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |

| Glikometra nosaukums | Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks) | Testa veids* | Ražotājs |
|--|--|--------------|----------|
| Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| iGlucose Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| GE333 Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| Quintet AC Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System | Jā | GDH-FAD | |
| Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System | Jā | GDH-FAD | |
| Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System | Jā | GDH-FAD | |
| LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System | Jā | GO | |
| LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System | Jā | GDH-FAD | |
| LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System | Jā | GDH-FAD | |
| LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel | Jā | GDH-FAD | |
| Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual | Jā | GDH-FAD | |

¹ Šie Abbott glikometri (kopā ar Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 and the Medtronic iPro2) ir vadošās nepārtraukta glikozes līmeņa uzraudzības sistēmas (Continuous Glucose Monitor Systems (CGM)) un to ražotāji tās **neiesaka** lietošanai dialīzes pacientiem un neskatoties uz to, ka testa veids ir ķīmisko pamatots GO, nav konkrēti zinātniski pierādījumi par to saderību ar Extraneal. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdz sazināties ar ražotāju.

² ACCU-CHEK Nano (ne Aviva vai Performa) un ACCU-CHEK Aviva Plus glikozes sistēmas ir pieejamas TIKAI Amerikas Savienotajās valstīs un atbilstoši arī testa strēmeles ACCU-CHEK SmartView un ACCU-CHEK Aviva Plus preču zīmes. Šajās sistēmās tiek lietotas Mut Q-GDH (**savietojamas**) testa strēmeles. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdz sazināties ar ražotāju.

³ TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou glikometri nav pārbaudīti ar Baxter ieteiktajiem ikodekstrīna un maltozes limitiem. Šie glikometri **nav ieteicami** lietošanai dialīzes pacientiem.

Testa veids (Test Type)*

GO = glikozes oksidāze (glucose oxidase)

GDH-NAD= glikozes dehidrogenāze ar nikotinamīda-adenīna dinukleotīdu (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)

GDH-FAD= glikozes dehidrogenāze ar flavīna-adenīna dinukleotīdu (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)

Mut Q-GDH= glikozes dehidrogenāze ar pirolohinolīnīnīnu, modificēta maltozes ietekmes mazināšanai (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Lūdzu skatīt EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīduma zāļu aprakstu.
Baxter un EXTRANEAL ir Baxter International Inc. preču zīmes.
Citas šajā sarakstā nosauktās preču zīmes vai produkti pieder to īpašniekiem.