

คำเตือน

มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด

ชื่อผู้ป่วย:

ได้รับการรักษาด้วยน้ำยาล้างไตทางช่อง
ท้อง เอ็กซ์ทราเนี่ยล (ไอโคเด็กซ์ทรีน)

Baxter

กรุณาใช้การตรวจวัดและชุดทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกลูโคสเท่านั้น วิธีการนี้เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคลินิก กรุณาติดต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัดกลูโคสและชุดทดสอบกลูโคสเพื่อขอข้อมูลวิธีตรวจวัดที่ใช้

ห้ามใช้เครื่องตรวจวัดกลูโคสหรือชุดทดสอบกลูโคสที่ใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ไพโรโลควิโนลีนควิโนน glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) หรือ วิธี กลูโคส ได ออกซิโครีดักเทส glucose-dye-oxidoreductase. นอกจากนี้ไม่ควรใช้เครื่องตรวจวัดและชุดทดสอบบางรุ่นที่ใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ฟลาวิน อดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD). การใช้วิธีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดข้างต้น จะได้รับผลรบกวนจากมอลโตส อาจทำให้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่อ่านได้สูงกว่าความเป็นจริง ในผู้ป่วยที่ใช้ **เอ็กซ์ทราเนี่ยล** (ไอโคเด็กซ์ทรีน) ค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่อ่านได้ผิดจากความเป็นจริง อาจปิดบังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) หรือนำไปสู่ความผิดพลาดในการวินิจฉัยระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.glucosafety.com รวมทั้งรายชื่อของเครื่องตรวจวัดกลูโคสที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ใช้ เอ็กซ์ทราเนี่ยล (ไอโคเด็กซ์ทรีน)

เอ็กซ์ทราเนี่ยล เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท แบริกซ์เตออร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด TEX 02:0610